


100
1921 – 2021
YEARS

OPHTHALMIC INSTRUMENTS



CARL TEUFEL

MANUFACTURER OF HIGH QUALITY SURGICAL INSTRUMENTS

CARL TEUFEL


CARL TEUFEL GMBH & CO. KG
Tuttlinger Straße 30
D- 78576 Liptingen
Germany
Phone +49 7465 1022
Fax +49 7465 1024
E-Mail office@carl-teufel.de
www.carl-teufel.de

OPHTHALMOLOGIE
OPHTHALMOLOGY

KATALOG
CATALOGUE
CATALOGUE
CATÁLOGO

2022

18.1



PRÄZISION BIS INS
KLEINSTE DETAIL
FÜR HÖCHSTE
QUALITÄT

“For a hundred years
the love of perfection
has been passed down
from generation to
generation.”

Carl-Uwe Schweizer




„Seit nunmehr 100 Jahren wird die Liebe zur Perfektion und zur Qualität von Generation zu Generation weitergegeben.“

Carl-Uwe Schweizer

EXPERIENCE QUALITY

100 % MADE IN GERMANY!

The production and international sales of high-quality surgical instruments have been the focus of our Company since 1921. Since then, our family business has specialised in the manufacture of instruments for EENT and microsurgery, as well as of special-purpose scissors to meet highest demand. Our quest for perfection has been handed down from generation to generation.



SEE THE PERFECTION RIGHT DOWN TO THE TINIEST DETAIL!

Just some of the attributes characterised by our instruments are their exceptional versatility, their ergonomic handling and their maximum durability. This level of high quality requires exceptional precision in all operational processes of the production. Our skilled craftsmen apply and aim their talents with this knowledge at the forefront of their work. We are equipped with actually 10 CNC-machines and modern automated machinery. The raw materials for our products all come from German manufacturers.

KATALOGÜBERSICHT

QUICK REFERENCE

SOMMAIRE DU CATALOGUE

SUMARIO DEL CATÁLOGO

Sperrelevatoren, Wundsperrer	Eye Specula, Retractors	Blepharostats, Ecarteurs	Blefaróstatos, Separadores	1 - 16
Lidhalter	Lid Retractors	Releveurs à Paupières	Retractores para Párpados	17 - 18
Häkchen, IOL-Instrumente	Hooks, IOL-Instruments	Crochets, Instrument p. IOL	Ganchos, Instrument p. IOL	19 - 35
Starmesser und -nadeln, Lanzen, Skalpelle, Satomesser	Cataract Knives, Keratomes, Scalpels, Sato Knives	Couteaux lancéolaires et cataract, Bistouries, Couteaux Sato	Cuchillos lanceolares y cataratas, Bisturries, Cuchillos Sato	36 - 39
Messer, Disziissionsnadeln, Schaber, Meissel, Spateln, Chopper	Knives, Discission Needles, Corneal Scarifiers, Chisel, Spatulas, Chopper	Couteaux, Rugines, Ciseau, Kystotomes, Spatules, Chopper	Cuchillos, Legras, Cincel, Quistotomos Espátulas, Chopper	40 - 49
Fremdkörper- und Doppel-instrumente	Foreign body and double ended instruments	Corps étrangers et instruments doubles	Cuerpos extranos y instrumentos dobles	50 - 52
Löffel, Schlingen, Sonden	Spoons, Loops, Probes	Curettes, Anses, Stylets	Cucharillas, Asas, Estiletes	53 - 58
Klemmen, Stanzen, Dilatatoren	Clamps, Punches, Dilators	Pinces-Clamps, Emporte-Pièces, Dilatateurs	Pinzas-Clamps, Punzones, Dilatadores	59 - 63
Trephinen, Markierinstrumente	Trephines, Marking Instruments	Trépan, Marqueurs	Trépanos, Marcadores	64 - 67
Irispinzetten, Pinzetten für Mikro-Chirurgie, IOL-Pinzetten	Iris Forceps, Forceps for Micro-Surgery, IOL-Forceps	Pinces à Iris; Pinces à Micro-Chirurgie, Pinces pour IOL	Pinzas para Iris, Pinzas para Micro-Cirugia, Pinzas para IOL	68 - 74
Kapsulorhexis-Pinzetten	Capsulorhexis Forceps	Pinces à capsulorhexis	Pinzas capsulorhexis	75 - 77
IOL-Pinzetten	IOL-Forceps	Pinces pour IOL	Pinzas para IOL	78 - 81
Kapselpinzetten	Capsule Forceps	Pinces Capsulaires	Pinzas capsulares	82
Bindehautpinzetten	Conjunctival Forceps	Pinces à Conjunctiva	Pinza para Conjunctiva	82
Fixierpinzetten	Fixation Forceps	Pinces à Fixer	Pinzas de Fijación	83 - 84
Pinzetten für Schieloperation	Strabismus Forceps	Pinces à Strabisme	Pinzas para Estrabismo	85
Muskelpinzetten	Muscle Forceps	Pinces Musculaires	Pinzas Musculares	86 - 87
Entropionspinzetten	Entropium Forceps	Pinces à entropion	Pinzas de Entropión	88 - 89
Chalazionspinzetten	Chalazion Forceps	Pinces à Chalazion	Pinzas de Chalazion	90
Cilienpinzetten	Cilia Forceps	Pinces à Épiler les Cils	Pinzas Depilatorias	91
Pinzetten	Forceps	Pinces	Pinzas	92
Nahtpinzetten	Suture Forceps	Pinces à Sutures	Pinzas para Suturas	93 - 98
Nadelhalter	Needle Holders	Porte-Aiguilles	Porta-Agujas	100 - 111
Tonometer	Tonometers	Tonomètres	Tonómetros	112
Klingenhalter, Skalpellgriffe	Razor Blade Holders, Scalpel Handles	Porte-Lames, Manche de Scalpel	Porta-Hojas, Mangos de Bisturi	113 - 114
Kanülen	Cannulas	Canules	Canulas	115 - 122
Silikon-Teile, Sterilisierbehälter	Silicone-articles, Trays	Articles de silicone, Boîtes	Articulos de silicona, Cajas para esterilización	123 - 127
Iridektomiescheren, Federscheren, Weckerscheren	Iris Scissors, Springhandle and Wecker Scissors	Ciseaux à Iridectomie, «Wecker» etc.	Tijeras para Iridectomia, „Wecker“ etc.	128 - 130
Vannas Scheren	Vannas Scissors	Ciseaux Vannas	Tijeras Vannas	131 - 134
Kapselscheren	Capsule Scissors	Ciseaux Capsulaires	Tijeras para Capsula	135

KATALOGÜBERSICHT

QUICK REFERENCE

SOMMAIRE DU CATALOGUE

SUMARIO DEL CATÁLOGO

Mikro-Federschere	Micro-Springhandle Scissors	Ciseaux à Micro-Chirurgie	Tijeras para Micro-Cirugía	136 - 139
Hornhautscheren, rechts und links	Corneal Scissors, left and right	Ciseaux pour la Cornée, gauche et à droite	Tijeras para la Cornea, derecha y izquierda	140 - 143
Hornhautscheren	Corneal scissors	Ciseaux pour la Cornée	Tijeras para la Cornea	144 - 145
Federschere divers	Spring Handle Scissors miscellaneous	Ciseaux divers	Tijeras diversas	146
Sehnenschere	Tenotomy Scissors	Ciseaux à Ténatomie	Tijeras para Tenotomia	147 - 149
Strabismus- und Sehnen- scheren	Strabismus and Tenotomy Scissors	Ciseaux à Strabisme et Ténatomie	Tijeras para Estrabismo y Tenotomia	150 - 151
Augenschere	Iris Scissors	Ciseaux Oculaires	Tijeras Oculares	152 - 156
Fadenschere	Stitch Scissors	Ciseaux par Incision	Tijeras para incisión	157
Enukleationsscheren	Enucleation Scissors	Ciseaux à Énucléer	Tijeras para Enucleación	158
Glaskörperinstrumente	Vitreous body instruments	Instruments à Vitrectomie	Instruments para cuerpo vitréo	159
Verbandscheren	Bandage scissors	Ciseaux à pansements	Tijeras para vendajes	168
Alle Augeninstrumente und -scheren sind, falls nicht anders vermerkt, in natürlicher Größe abgebildet.	All ophthalmic instruments and eye scissors are shown in natural size, unless otherwise stated. Iris Scissors	Tous les instruments et ciseaux ophtalmologiques sont, sauf indication contraire, représentés en grandeur naturelle.	Todos los instrumentos y tijeras para oftalmología son representados en tamaño na- tural, salvo que esté indicada otra cosa.	
Ausführliches Inhaltsverzeichnis am Ende des Katalogs.	Detailed index at the end of the catalogue.	Table des matières détaillée à la fin du catalogue.	Un índice detallado se encuentra en el fin del catálogo.	

CARL TEUFEL

CHIRURGISCHE
AUGENINSTRUMENTE

OPHTHALMOLOGICAL
SURGICAL INSTRUMENTS

INSTRUMENTS DE
CHIRURGIE OCULAIRE

INSTRUMENTOS PARA
CIRUGIA OFTALMICA

1402-10

LIEBERMANN

10 mm

V-Valven, temporal, ohne Spülung, für Kinder
V-Wire, temporal, without irrigation, for children
V-oreilles, temporal, sans irrigation, pour enfants
V-hojas, temporal, sin irrigación, para niños

1402-15

LIEBERMANN

15 mm

V-Valven, temporal, ohne Spülung, für Erwachsene
V-Wire, temporal, without irrigation, for adults
V-oreilles, temporal, sans irrigation, pour adultes
V-hojas, temporal, sin irrigación, para adultos

1402N15

LIEBERMANN

15 mm


V-Valven, nasal, ohne Spülung, für Erwachsene
V-Wire, nasal, without irrigation, for adults
V-oreilles, nasal, sans irrigation, pour adultes
V-hojas, nasal, sin irrigación, para adultos

1412-15

LIEBERMANN

15 mm

V-Valven, temporal, mit Spülung, für Erwachsene
V-Wire, temporal, with irrigation, for adults
V-oreilles, temporal, avec irrigation, pour adultes
V-hojas, temporal, con irrigación, para adultos



1403-05

LIEBERMANN

5 mm

K-Valven, temporal, ohne Spülung, für Säuglinge
 K-Wire, temporal, without irrigation, for infants
 K-oreilles, temporal, sans irrigation, pour nourrissons
 K-hojas, temporal, sin irrigación, para lactantes

1403-09

LIEBERMANN

9 mm


K-Valven, temporal, ohne Spülung, für Kinder
 K-Wire, temporal, without irrigation, for children
 K-oreilles, temporal, sans irrigation, pour enfants
 K-hojas, temporal, sin irrigación, para niños

1403-15

LIEBERMANN

15 mm

K-Valven, temporal, ohne Spülung, für Erwachsene
 K-Wire, temporal, without irrigation, for adults
 K-oreilles, temporal, sans irrigation, pour adultes
 K-hojas, temporal, sin irrigación, para adultos

**1403N15**

LIEBERMANN

15 mm

K-Valven, nasal, ohne Spülung, für Erwachsene
 K-Wire, nasal, without irrigation, for adults
 K-oreilles, nasal, sans irrigation, pour adultes
 K-hojas, nasal, sin irrigación, para adultos

1413-15

LIEBERMANN


15 mm

K-Valven, temporal, mit Spülung, für Erwachsene
 K-Wire, temporal, with irrigation, for adults
 K-oreilles, temporal, avec irrigation, pour adultes
 K-hojas, temporal, con irrigación, para adultos

1404-10
LIEBERMANN

10 mm

volle Valven, für Kinder
solid blades, for children
mors solides, pour enfants
hojas solidas, para niños




1404-15

1404-15
LIEBERMANN


15 mm

volle Valven, für Erwachsene
solid blades, for adults
mors solides, pour adultes
hojas solidas, para adultos

**1405-15**
LIEBERMANN


15 mm

volle umkehrbare Valven, für Erwachsene
solid reversible valves, for adults
mors solides réversibles, pour adultes
hojas solidas reversibles, para adultos

**1406-15**
GINSBERG


15 mm

volle obere Valven und gefensterte untere Valven,
für Erwachsene
solid upper valves, fenestrated lower valves,
for adults
mors solides et fenestrées, pour adultes
hojas solidas y fenestradas, para adultos

**1407-12**
THORLAKSON


12 mm

O-Valven, ohne Spülung
O-Wire, without irrigation
O-oreilles, sans irrigation
O-hojas, sin irrigación

**1408-15**
KERSHNER

15 mm


Gefensterte Valven, umkehrbar, für Erwachsene
Fenestrated valves, reversible, for adults
mors fenestrées réversibles, pour adultes
Hojas fenestradas reversibles, para adultos



1500-16
MELLINGER


15 mm

selbsthaltend, gefensterte Valven
 self-retaining, fenestrated valves
 auto-entretien, mors fenestrées
 hojas fenestradas

**1501-16**
MELLINGER-GIMBLE


15 mm

selbsthaltend, offene Valven
 self-retaining, open valves
 auto-entretien, oreilles ouvertes
 hojas abiertas

**1503-16**
MELLINGER-BEARD


15 mm

selbsthaltend, volle Valven
 self-retaining, solid valves
 auto-entretien, mors solides
 hojas solidas

**1504-15**
WEISS


15 mm

offene Valven
 open valves
 oreilles ouvertes
 hojas abiertas




1505-15
LANCASTER

15 mm
volle Valven
solid blades
mors solides
hojas solidas




1511-14
CASTROVIEJO

14 mm
klein, gefensterte Valven
small, fenestrated valves
petit, mors fenestrées
pequeno, hojas fenestradas



1512-16
CASTROVIEJO

16 mm
mittel, gefensterte Valven
medium, fenestrated valves
moyen, mors fenestrées
medio, hojas fenestradas



1515-02

SAUER

2 mm

volle Valven für Frühgeborene
solid blades for premature
babies
mors solides pour prématures
hojas solidas para los bebes
prematuros

1515-04

SAUER

4 mm

volle Valven für Säuglinge
solid blades for infants
mors solides pour nourrissons
hojas solidas para lactantes

1515-08

SAUER

8 mm

volle Valven für Kinder
solid blades for children
mors solides pour enfants
hojas solidas para niños

1515-06

SAUER

6 mm

volle Valven für Kinder
solid blades for children
mors solides pour enfants
hojas solidas para niños

1515-12

SAUER

12 mm

volle Valven für Erwachsene
solid blades for adults
mors solides pour adultes
hojas solidas para adultos




1515-12

1516-22

LESTER-BURCH

22 mm


volle Valven
solid blades
mors solides
hojas solidas

**1517-14**

WEISS

14 mm


klein, volle Valven, für Kinder
small, solid valves, for children
petit, mors solides, pour enfants
pequeno, hojas solidas, para niños



1518-14**WEISS**


14 mm

klein, gefensterte Valven, für Kinder
 small, fenestrated valves, for children
 petit, mors fenestrées, pour enfants
 pequeño, hojas fenestradas, para niños

**1519-18****WEISS**

18 mm

gross, gefensterte Valven, für Erwachsene
 large, fenestrated valves, for adults
 grand, mors fenestrées, pour adultes
 grande, hojas fenestradas, para adultos

**1520-14****WEISS**


14 mm

klein, volle Valven, für Kinder
 small, solid valves, for children
 petit, mors solides, pour enfants
 pequeño, hojas solidas, para niños

**1520-18****WEISS**

18 mm


gross, volle Valven, für Erwachsene
 large, solid valves, for adults
 grand, mors solides, pour adultes
 grande, hojas solidas, para adultos



1521-15
CLARK

15 mm

offene Valven, für Erwachsene
open valves, for adults
oreilles ouvertes, pour adultes
hojas abiertas, para adultos

**1522-12**
MURDOCK

12 mm

gefensterte Valven, für Kinder
fenestrated valves, for children
mors fenestrées, pour enfants
hojas fenestradas, para niños

1522-15
MURDOCK


15 mm

gefensterte Valven, für Erwachsene
fenestrated valves, for adults
mors fenestrées, pour adultes
hojas fenestradas, para adultos

1522R15
MURDOCK

15 mm

rechts, gefensterte Valven, für
Erwachsene
right, fenestrated valves, for adults
à droite, mors fenestrées, pour
adultes
a la derecha, hojas fenestradas,
para adultos

**1523-15**
MURDOCK


15 mm

mit Feststellschraube, gefensterte
Valven, für Erwachsene
with locking screw, fenestrated
valves, for adults
avec vis de serrage, mors
fenestrées, pour adultes
con fijación de rosca, hojas
fenestradas, para adultos

1525-14
MAUMENEE-PARK


14 mm

volle Valven
solid valves
mors solides
hojas solidas

**1526-15**
PARK-GUYTON

15 mm

gefensterte Valven
fenestrated valves
mors fenestrées
hojas fenestradas

**1528-11**
BANGERTER


11 mm

volle Valven, für Kinder
solid valves, for children
mors solides, pour enfants
hojas solidas, para niños

1528-15
BANGERTER

15 mm


volle Valven, für Erwachsene
solid valves, for adults
mors solides, pour adultes
hojas solidas, para adultos



1529-12**BARRAQUER**


12 mm

volle Valven, für Kinder
solid blades, for children
mors solides, pour enfants
hojas solidas, para niños

**1529-15****BARRAQUER**

15 mm

volle Valven, für Erwachsene
solid blades, for adults
mors solides, pour adultes
hojas solidas, para adultos

**1530-15****BARRAQUER**


15 mm

Standard Modell, für Erwachsene
standard model, for adults
modèle standard, pour adultes
tipo standard, para adultos

1530H15**BARRAQUER**

15 mm

extra stabil, für Erwachsene
heavy wire, for adults
modèle stable, pour adultes
tipo fuerte, para adultos

**1531-04****BARRAQUER**


4 mm

runde Valven, für Säuglinge
round valves, for infants
mors rondes, pour nourrissons
hojas rodondos, para lactantes

**1531-08****BARRAQUER**

8 mm

runde Valven, für Kinder
round valves, for children
mors rondes, pour enfants
hojas rodondos, para niños

**1531-12****BARRAQUER**

12 mm

runde Valven, für Erwachsene
round valves, for adults
mors rondes, pour adultes
hojas rodondos, para adultos

1532-03**BARRAQUER**


3 mm

Valven für Frühchen
valves for premature infants
mors pour prématurés
hojas para pretérminos

**1532-05****BARRAQUER**



5 mm

Valven für Säuglinge
valves for infants
mors pour nourrissons
hojas para lactantes

**1532-10****BARRAQUER**

10 mm

Valven für Kinder
valves for children
mors pour enfants
hojas para niños

**1532-14****BARRAQUER**



14 mm

Valven für Erwachsene
valves for adults
mors pour adultes
hojas para adultos

1533-11**BARRAQUER-OOSTERHUIS**

11 mm

gefensterte Valven, verstellbar, für Kinder
fenestrated valves, adjustable, for children
mors fenestrées, ajustable, pour enfants
hojas fenestradas, ajustable, para niños

**1533-15****BARRAQUER-OOSTERHUIS**

15 mm

gefensterte Valven, verstellbar, für Erwachsene
fenestrated valves, adjustable, for adults
mors fenestrées, ajustable, pour adultes
hojas fenestradas, ajustable, para adultos

1533B11**BARRAQUER-OOSTERHUIS**


11 mm

gefensterte Valven, verstellbar, mit Stop, für Kinder
fenestrated valves, adjustable, with stop, for children
mors fenestrées, ajustable, avec stop, pour enfants
hojas fenestradas, ajustable, con stop, para niños

1533B15**BARRAQUER-OOSTERHUIS**

15 mm

gefensterte Valven, verstellbar, mit Stop, für Erwachsene
fenestrated valves, adjustable, with stop, for adults
mors fenestrées, ajustable, avec stop, pour adultes
hojas fenestradas, ajustable, con stop, para adultos



1533B15

1538-15
BARRAQUER-OOSTERHUIS


15 mm

volle Valven, verstellbar, für Erwachsene
 solid valves, adjustable, for adults
 mors solides, ajustable, pour adultes
 hojas solidas, ajustable, para adultos

**1536-12**
SCHOTT

12 mm

gefensterte Valven, für Kinder
 fenestrated valves, for children
 mors fenestrées, pour enfants
 hojas fenestradas, para niños

**1536-15**
SCHOTT


15 mm

gefensterte Valven, für Erwachsene
 fenestrated valves, for adults
 mors fenestrées, pour adultes
 hojas fenestradas, para adultos

**1537-12**
SCHOTT

12 mm

volle Valven, für Kinder
 solid valves, for children
 mors solides, pour enfants
 hojas solidas, para niños

**1537-15**
SCHOTT

15 mm

volle Valven, für Erwachsene
 solid blades, for adults
 mors solides, pour adultes
 hojas solidas, para adultos



1540-03

COOK

3 mm


Valven für Frühchen
 valves for premature infants
 mors pour prématurés
 hojas para pretérminos

1540-05

COOK

5 mm

Valven für Neugeborene
 valves for newborn babies
 mors pour nouveaux-nés
 hojas para neonatos



1540-05

1540-08

COOK

8 mm



Valven für Säuglinge
 valves for infants
 mors pour nourrissons
 hojas para lactantes

1540-11

COOK

11 mm


Valven für Kinder
 valves for children
 mors pour enfants
 hojas para niños

**1540-15**

COOK

15 mm


Valven für Erwachsene
 valves for adults
 mors pour adultes
 hojas para adultos



**1543-11
WILLIAMS**


11 mm

gefensterte Valven für Kinder
fenestrated valves for children
mors fenestrées pour enfants
hojas fenestradas para niños

**1543-15
WILLIAMS**


15 mm

gefensterte Valven für Erwachsene
fenestrated valves for adults
mors fenestrées pour adultes
hojas fenestradas para adultos

**1544-15
KRATZ-BARRAQUER**


15 mm

Valven für Erwachsene
valves for adults
mors pour adultes
hojas para adultos

**1544N15
KRATZ-BARRAQUER**

15 mm

Valven, nasale Anwendung, für Erwachsene
valves, nasal placement, for adults
mors, l'usage nasal, pour adultes
hojas, application nasal, para adultos

**1547-15
BARRAQUER**

15 mm


Valven, temporale Anwendung, für Erwachsene
valves, temporal placement, for adults
mors, l'usage temporal, pour adultes
hojas, application temporal, para adultos

1548-15

McINTYRE

15 cm


geschlossene Valven für Erwachsene
 closed valves for adults
 mors pour adultes
 hojas para adultos

**1549-15**

McINTYRE

15 cm

offene Valven für Erwachsene
 open valves for adults
 mors pour adultes
 hojas para adultos

**1550-08**

ALFONSO

5 / 8 mm

gefensterte Valven für Neugeborene
 fenestrated valves for newborn babies
 mors fenestrées pour nouveau-nés
 hojas fenestradas para neonatos




TRÄNENSACKSPREIZER
LACRIMAL SAC RETRACTORS

ÉCARTEURS POUR LE SAC LACRIMAL
SEPARADORES PARA EL SACO LACRIMAL


1551-11
MUELLER

Tränensackspreizer, 3 x 3 Zinken
Lacrimal sac retractor, 3 x 3 prongs
Ecarteur pour le sac lacrimal, 3 x 3 griffes
Separador para el saco lacrimal, 3 x 3 púas




1552-06
AGRICOLA

Tränensackspreizer, 3 x 3 Zinken
Lacrimal sac retractor, 3 x 3 prongs
Ecarteur pour le sac lacrimal, 3 x 3 griffes
Separador para el saco lacrimal, 3 x 3 púas



1553-10
STEVENSON

Tränensackspreizer, 3 x 3 Zinken
Lacrimal sac retractor, 3 x 3 prongs
Ecarteur pour le sac lacrimal, 3 x 3 griffes
Separador para el saco lacrimal, 3 x 3 púas



1651-05
DESMARRES
5mm



1651-08
DESMARRES
8 mm



1651-11
DESMARRES
11 mm



1651-14
DESMARRES
14 mm



1651-17
DESMARRES
17 mm



1655-13
SCHEPENS
Orbitalspatel
Orbital retractor
Ecarteur orbiteur
Retractor orbital




1664-10

JAFFE

10 mm

Lidhalter für Kinder, einzeln erhältlich
Lid retractor, for children, sold separatly
Ecarteur de paupières, pour enfants, individuel
Retractor para párpados, para niños, solo



1664-15

1664-15

JAFFE

15 mm

Lidhalter für Erwachsene, einzeln erhältlich
Lid retractor, for adults, sold separatly
Ecarteur de paupières, pour adultes, individuel
Retractor para párpados, para adultos, solo

1666-15

TENNANT

15 mm

Lidhalter für Erwachsene, einzeln erhältlich
Lid retractor, for adults, sold separatly
Ecarteur de paupières, pour adultes, individuel
Retractor para párpados, para adultos, solo



1670-11


JAEGER

Lidplatte
Lid plate
Plaque a paupieres
Placa para párpados




1700-00**TYRELL**


Irishäkchen, scharf
Iris hook, sharp
Crochet a iris, pointu
Gancho para iris, agudo

**1701-00****GRAEFE**



Irishäkchen, stumpf
Iris hook, blunt
Crochet a iris, mousse
Gancho para iris, romo

**1701-01****BONN**

Irishäkchen, stumpf
Iris hook, blunt
Crochet a iris, mousse
Gancho para iris, romo

**1701-20****BONN**

Irishäkchen, stumpf, superfein
Iris hook, blunt, extra delicate
Crochet a iris, mousse, extra fine
Gancho para iris, romo, muy
delicado

**1702-00****GUTHRIE**

Doppelhäkchen, scharf, klein
Fixation hook, double prong, sharp, small
Crochet double à fixation, pointu, petit
Gancho doble para fijación, agudo,
pequeño

**1703-00****GUTHRIE**

Doppelhäkchen, scharf, gross
Fixation hook, double prong, sharp, large
Crochet double à fixation, pointu, grand
Gancho doble para fijación, agudo,
grande



1704-00
ROLLET

Tränensackhäkchen, 4 Zinken, scharf
 Hook for lacrimal sack, 4 prongs, sharp
 Crochet pour le sac lacrimon, à 4 griffes,
 pointu
 Gancho para el saco lacrimon, con 4 púas,
 agudo

**1704-03**
ROLLET

Tränensackhäkchen, 4 Zinken, stumpf
 Hook for lacrimal sack, 4 prongs, blunt
 Crochet pour le sac lacrimon, à 4 griffes,
 mousse
 Gancho para el saco lacrimon, con 4 púas,
 romo

1705-00
AUBARET

Tränensackhäkchen, 4 Zinken, scharf
 Hook for lacrimal sack, 4 prongs, sharp
 Crochet pour le sac lacrimon, à 4 griffes,
 pointu
 Gancho para el saco lacrimon, con 4 púas,
 agudo

**1708-00**
AXENFELD

Tränensackhäkchen, 2 Zinken, scharf
 Hook for lacrimal sack, 2 prongs, sharp
 Crochet pour le sac lacrimon, à 2 griffes,
 pointu
 Gancho para el saco lacrimon, con 2
 púas, agudo

**1709-00**
AXENFELD

Tränensackhäkchen, 2 Zinken, stumpf
 Hook for lacrimal sack, 2 prongs, blunt
 Crochet pour le sac lacrimon, à 2 griffes,
 mousse
 Gancho para el saco lacrimon, con 2
 púas, romo

1710-00
AXENFELD (KNAPP)


Tränensackhäkchen, 3 Zinken, scharf
 Hook for lacrimal sack, 3 prongs, sharp
 Crochet pour le sac lacrimon, à 3 griffes,
 pointu
 Gancho para el saco lacrimon, con 3
 púas, agudo

**1711-00**
AXENFELD (KNAPP)

Tränensackhäkchen, 3 Zinken, stumpf
 Hook for lacrimal sack, 3 prongs, blunt
 Crochet pour le sac lacrimon, à 3 griffes,
 mousse
 Gancho para el saco lacrimon, con 3
 púas, romo

1714-03
CLAYMAN

IOL-Häkchen
IOL-Hook
Crochet manipulateur
pour IOL
Gancho para manipulación
de IOL



1716-10
JAEGER

Schielhäkchen, klein
Strabismus hook, small
Crochet à strabisme, petit
Gancho para estrabismo, pequeño



1717-10
GRAEFE

Schielhäkchen, klein
Strabismus hook, small
Crochet à strabisme, moyen
Gancho para estrabismo, pequeño



1717-20
GRAEFE

Schielhäkchen, mittel
Strabismus hook, medium
Crochet à strabisme, grand
Gancho para estrabismo, mediano



1717-30
GRAEFE

Schielhäkchen, groß
Strabismus hook, large
Crochet à strabisme, petit
Gancho para estrabismo, grande



1718-20
BONN

Schielhäkchen
Strabismus hook
Crochet à strabisme
Gancho para estrabismo



1719-00
JAMESON

Schielhäkchen, klein
Strabismus hook, small
Crochet à strabisme, petit
Gancho para estrabismo, pequeño



1719-10
JAMESON

Schielhäkchen, groß
Strabismus hook, large
Crochet à strabisme, grand
Gancho para estrabismo, grande



1721-00
GREEN

Schielhäkchen
Strabismus hook
Crochet à strabisme
Gancho para estrabismo



1722-00
STEVENS

Linsenhäkchen
Lens hook
Crochet pour lentes
Gancho para lentes



1723-06
HELVESTON

6 mm
Häkchen, sehr fein, stumpf
'Teaser' hook, delicate, blunt
Crochet 'teaser', extra fine, mousse
Gancho 'teaser', muy delicado, romo



1723-12
HELVESTON

12 mm
Häkchen
Hook
Crochet
Gancho



1724-00
GASS

Häkchen bei Netzhautablösung,
mit Loch
Retinal detachment hook, with
hole
Crochet à décollement de
retine, avec trou
Gancho para desprendimiento
de Retina



1730-00
ARRUGA

Starhaken, rechts
Extraction hook, right
Crochet pour extraction, a droite
Gancho para extracción, derecha



1731-00
ARRUGA


Starhaken, links
Extraction hook, left
Crochet pour extraction, a gauche
Gancho para extracción, izquierda



**1734-02
SINSKEY**


0,2 mm

Linsenhäkchen, abgewinkelt
 Lens hook, angled,
 Crochet pour IOL, coude,
 Gancho para lentes intraoculares,
 angulado

**1735-02
SINSKEY**


0,2 mm

Linsenhäkchen, gerade
 Lens hook, straight
 Crochet pour IOL, droit
 Gancho para lentes intraoculares,
 recto


**1736-02
CLAYMAN**

0,2 mm


Linsenhäkchen, abgewinkelt
 Lens hook, angled
 Crochet pour IOL, coude
 Gancho para lentes intraoculares,
 angulado

**1738-00
KUGLEN**

Linsenmanipulator, gerade
 Lens manipulator, straight
 Crochet a implant, droit
 Gancho para lentes intraoculares,
 recto


**1739-00
KUGLEN**

Linsenmanipulator, abgewinkelt
 Lens manipulator, angled
 Crochet a implant, coude
 Gancho para lentes intraoculares,
 angulado





1740-00
DARDENNE

Irishäkchen, „push-pull“, abgewinkelt
 Iris hook, „push-pull“, angled
 Crochet a iris, «push-pull», coude
 Gancho para iris, “push-pull”, angulado


**1762-00**
PFAEFFL

Femtoflap lifter, V-Haken und
 modifiziertes Sinskey Häkchen
 Femto flap lifter, V-shaped hook and
 modified Sinskey hook
 Femto flap lifter, Crochet en forme de
 „V“ et crochet modifié de Sinskey
 Femto flap lifter, Gancho en forma de
 „V“ y gancho modificado de Sinskey

**1763-00**
STEINMETZ


1,0 mm

Spatel, zur manuellen Kernfragen-
 tation, für die rechte Hand
 Spatula, for manual nucleus
 fragmentation, for use in right hand
 Spatule, pour diviser de noyau, pour
 la droite
 Espátula, para dividir el nucleo, para
 la mano derecha

**1763-01**
STEINMETZ

1,0 mm

Spatel, zur manuellen Kernfragen-
 tation, für die linke Hand
 Spatula, for manual nucleus
 fragmentation, for use in left hand
 Spatule, pour diviser de noyau, pour
 la gauche
 Espátula, para dividir el nucleo, para
 la mano siniestra

**1765-60**
KAGAWA

Nukleusspalter, 60°
 Nucleus dividing hook, 60°
 Phaco cliveur, 60°
 Gancho para separaciòn de
 núcleo, 60°


**1765-90**
KAGAWA

Nukleusspalter, 90°
 Nucleus dividing hook, 90°
 Phaco cliveur, 90°
 Gancho para separaciòn de
 núcleo, 90°




1767-50**JAFFE**


Linsen-Spatel, 0,5 mm breit
 Lens spatula, 0,5 mm wide
 Spatule pour la lentille cristalline,
 0,50 mm
 Espátula para el cristalino, 0,5 mm
 de ancho

**1768-50****HIRSCHMANN**


Linsen-Spatel, mit Kerben
 Lens spatula, with notches
 Spatule pour la lentille cristalline
 Espátula para el cristalino, con
 ranuras

**1770-00****KNOLLE**


Iris-Häkchen, gerade, stumpf
 Iris hook, straight, blunt tip
 Crochet a iris, droit, mousse
 Gancho para iris, recto, romo

**1771-00****JAFFE-KNOLLE**

Iris-Häkchen, abgewinkelt, stumpf
 Iris hook, angled, blunt tip
 Crochet a iris, coude, mousse
 Gancho para iris, angulado, romo

**1773-15****KOCH**

1,5 mm
 Manipulator, „Stop and Chop“,
 gewinkelt
 Nucleus manipulator, “stop and
 chop“, angled
 Manipulateur, „stop and chop“,
 coude
 Manipulador, „stop and chop“,
 angulado



1775-15**FENZL**


0,15 mm

Linsenmanipulator, gerade

Lens manipulator, straight

Manipulateur, droit

Manipulador, recto

**1776-00****KUGLEN**

Linsenmanipulator und -häkchen,

„push-pull“ Modell, abgewinkelt

Lens manipulator and hook,


“push-pull” model, angled

Manipulateur et crochet a iris,

„push-pull“ model, coude

Manipulador y gancho para iris,

modelo „push-pull“, angulado

**1777-20****SINSKEY**


0,20 mm

Linsenhäkchen, gerade,

Lens hook, straight

Crochet pour IOL, droit

Gancho para lentes intraoculares, recto

**1778-20****SINSKEY**


0,20 mm

Linsenhäkchen, abgewinkelt

Lens hook, angled

Crochet pour IOL, coude


Gancho para lentes intraoculares, angulado



1778-25
SINSKEY


0,25 mm

Linsenhäkchen, abgewinkelt
 Lens hook, angled
 Crochet pour IOL, coude
 Gancho para lentes intraoculares,
 angulado

**1779-25**
LESTER


0,25 mm

IOL-Manipulator, gerade
 IOL-Manipulator, straight
 Manipulateur pour IOL, droit
 Manipulador pour IOL, recto

**1779-50**
LESTER


0,25 mm

IOL-Manipulator, abgewinkelt
 IOL-Manipulator, angled
 Manipulateur pour IOL, coude,
 Manipulador pour IOL, angulado

**1779-75**
LESTER


0,25 mm

IOL-Manipulator, abgewinkelt und
 gewölbt
 IOL-Manipulator, angled, vaulted
 shank
 Manipulateur pour IOL, coude et
 voûté
 Manipulador pour IOL, angulado y
 curvo




1781-00
NEUHANN


Linsenkernrotierer und Kernspalter
Nucleus rotator and dividing hook
Crochet manipulateur de noyau et diviseur à noyau
Rotador para núcleo y divisor de núcleo

**1781-01**
NEUHANN

Irishäkchen Push-Pull und Kernspalter
Push-Pull Iris Hook push-pull and nucleus dividing hook
Crochet à iris push-pull et diviseur à noyau
Gancho para iris push-pull y divisor de núcleo

**1781-02**
NEUHANN

Kernspalter und Linsenspatel
Nucleus dividing hook and lens spatula
Diviseur à noyau et spatule pour la lentille cristalline
Divisor de núcleo y espátula para el cristalino


**1781-03**
HOFFMANN

Kernspalter und Linsenkernrotierer
Nucleus dividing hook and nucleus rotator
Diviseur à noyau et crochet manipulateur de noyau
Divisor de núcleo y rotador de núcleo




1782-00
NEUHANN



Linsenkernrotierer
Nucleus rotator
Crochet manipulateur de noyau
Rotador de núcleo

**1783-00**
BECHERT


Linsenkernrotierer, Original Modell
Nucleus rotator, original model
Crochet manipulateur de noyau,
modele original
Rotador de núcleo, modelo original

**1783-01**
BECHERT


Linsenkernrotierer, Gabel 90° gedreht
Nucleus rotator, fork 90° twisted
Crochet manipulateur de noyau,
fourche 90° tournée
Rotador de núcleo, horquilla con
torsión de 90°

**1783-02**
BECHERT

Linsenkernrotierer, gerade
Nucleus rotator, straight
Crochet manipulateur de noyau,
droite
Rotador de núcleo, recto


**1784-50**
CLAYMAN

Linsenkernrotierer, abgewinkelt
Nucleus rotator, angled
Crochet manipulateur de noyau,
coude
Rotador de núcleo, angulado




1785-00**KOCH**


Nukleusspalter
Nucleus splitter
Crochet diviseur à noyau
Gancho para separación de núcleo

**1786-00****ROSEN**

Nukleusspalter, stumpfe Spitze
Nucleus splitter, blunt tip
Crochet diviseur à noyau, bord mousse
Gancho para separación de núcleo, punta roma

**1787-00****GRAETHER**


Kragenknopf Irisretraktor
Iris retractor with collar button
Rétracteur d'iris „bouton de col“
Retractor para iris, boton en el cuello




1787-00

1787-45**GRAETHER**


Kragenknopf Irisretraktor, 45°
abgewinkelt
Iris retractor with collar button,
45° angled
Rétracteur d'iris „bouton de col“,
45° coude
Retractor para iris, boton en el
cuello, 45° angulado

**1788-50****LUND**

Irishäkchen, abgewinkelt
Iris hook, angled
Crochet à iris, coude
Gancho para iris, angulado

**1789-50****ANIS**


0,5 mm
Kernmanipulator
Nucleus manipulator
Crochet manipulateur
Manipulador de núcleo de lente



1790-20

JACOBI

Repositionshäkchen, für 0,2 mm
IOL-Loch
Reposition hook, for 0,2 mm IOL hole
Crochet a reposition, pour trou de
0,20 mm
Gancho de reposición, para ojo de
0,20 mm

**1790-30**


JACOBI

Repositionshäkchen, für 0,3 mm
IOL-Loch
Reposition hook, for 0,3 mm IOL hole
Crochet a reposition, pour trou de
0,30 mm
Gancho de reposición, para ojo de
0,30 mm

1791-01


LIEBERMANN

Mikrofinger, für die rechte Hand
Micro Finger, for use in right hand
Micro manipulateur à noyau, main
droite
Micro Finger manipulador para
núcleo de lente, mano derecha

**1791-02**



LIEBERMANN

Mikrofinger, für die linke Hand
Micro Finger, for use in left hand
Micro manipulateur à noyau, main
gauche
Micro Finger manipulador para núcleo
de lente, mano izquierda

**1792-01**


CHANG

Phako Chopper, doppelendig, für
die linke Hand
Phaco Chopper, double ended, for
use in left hand
Micro manipulateur à noyau doub-
les, main gauche
Micro Finger manipulador doble
para núcleo de lente, mano iz-
quierda




1793-00
NAGAHARA


Linsenspatel
 Lens spatula
 Spatule pour cristallin
 Espátula para cristalino

**1794-00**
FUKASAKU


„snap & split“
 Häkchen
 Hook
 Crochet
 Gancho

**1795-00**
DRYSDALE


Kernmanipulator und Kapselpolierer
 Nucleus manipulator and capsule
 polisher
 Crochet pour manipulation du noyau
 et polissoir capsulaire
 Manipulador para núcleo de lente y
 pulidor para cápsula

**1796-01**
PISACANO

Linsenkernrotierer, horizontal
 Nucleus rotator, horizontal
 Crochet pour manipulation du noyau,
 horizontal
 Rotador para núcleo de lente,
 horizontal


**1796-02**
PISACANO

Linsenkernrotierer, vertikal
 Nucleus rotator, vertical
 Crochet pour manipulation du noyau,
 vertical
 Rotador para núcleo de lente, vertical




1797-01
RENTSCH



Linsenmanipulator, Typ „Bootshaken“,
gerade
Nucleus rotator, „Boat hook“, straight
Crochet pour manipulation du lentille,
„Boat hook“, droit
Manipulador de lentes, „Boat hook“,
recto

**1797-02**
MALTZMAN-FENZL


Linsenmanipulator, abgewinkelt
Lens manipulator, angled
Crochet pour manipulation du lentille,
coude
Manipulador de lentes, angulado

**1798-00**
NAGAHARA


Nucleus Chopper

**1798-01**
NAGAHARA

Nucleus Chopper, für die linke Hand
Nucleus Chopper, for left hand
Nucleus Chopper, main gauche
Nucleus Chopper, mano izquierda

**1798-02**
NAGAHARA

Nucleus Chopper, für die rechte Hand
Nucleus Chopper, for right hand
Nucleus Chopper, main droite
Nucleus Chopper, mano derecha




1799-00**HÄFLIGER**

Kernspalter, stumpf, für die rechte Hand

Nucleus dividing hook, blunt, for right hand

Manipulateur à Phaco-emulsification, émoussée, main droite

Micromanipulador para faco, romo, mano derecha


**1799-01****HÄFLIGER**

Kernspalter, stumpf, für die linke Hand

Nucleus dividing hook, blunt, for left hand

Manipulateur à Phaco-emulsification, émoussée, main gauche

Micromanipulador para faco, romo, mano izquierda


**1799-30****HÄFLIGER**

Kernspalter, scharf, für die rechte Hand

Nucleus dividing hook, sharp, for right hand

Manipulateur à Phaco-emulsification, tranchant, main droite

Micromanipulador para faco, afilado, mano derecha


**1799-31****HÄFLIGER**

Kernspalter, scharf, für die linke Hand

Nucleus dividing hook, sharp, for left hand

Manipulateur à Phaco-emulsification, tranchant, main gauche

Micromanipulador para faco, afilado, mano izquierda



Augenskalpell, geballt
Scalpel, convex
Bistouri, convexe
Bisturi hoja, convexa

1800-13 13 mm
1800-20 20 mm



1800-20

Augenskalpell, spitz
Scalpel, pointed
Bistouri, pointu
Bisturi hoja, aguda


1802-13 13 mm
1802-16 16 mm
1802-18 18 mm
1802-25 25 mm



1802-18

1810-02

Diamantmesser mit einschneidigem
Diamant
Diamond knife, one cutting edge
Couteau de diamant, lame avec un
tranchant Bisturi de diamante con un
corte



vergrößert
enlarged
agrandi
agrandando

1811-02

Diamantmesser mit zweischneidigem
Diamant
Diamond knife, two cutting
edges
Couteau de diamant, lame avec deux
tranchants
Bisturi de diamante con dos cortes



vergrößert
enlarged
agrandi
agrandando

Andere Modelle auf Wunsch erhältlich
Other models available
Autres modèles sur demande
Otros modelos, sobre demanda

1825-15**TOOKE**

Hornhautmesser
Corneal knife
Couteau pour la cornée
Queratótomo

**GRAEFE**

Skleramesser,
Scarifier
Scarificateur
Escarificador


1830-04 4 mm
1830-06 6 mm
1830-10 10 mm



1830-10


1832-02**GOLF CLUB**

Fremdkörpermesser
Foreign body spud
Couteau à corps étrangers
Cuchillo para cuerpos extraños



1834-02
FRANCIS

Fremdkörpermesser
Foreign Body Knife
Couteau a corps étrangers
Cuchillo para cuerpos extraños



1836-00
GILL

Hornhautmesser, gerade
Corneal knife, straight
Couteau pour la cornée, droite
Queratótomo, recto



1836-00

1837-00
GILL

Hornhautmesser, leicht gebogen
Corneal knife, slightly curved
Couteau pour la cornée, courbe
Queratótomo, curvo

1838-00
PATON

Skleramesser
Scarifier
Scarificateur
Escarificador



1840-25
GRAEFE

25 mm x 1,5 mm
Starmesser
Cataract knife
Couteau à cataracte
Cuchillo para cataratas




1840-30
GRAEFE

30 mm x 2,0 mm
Starmesser
Cataract knife
Couteau à cataracte
Cuchillo para cataratas


1854-03
DARDENNE

Satomesser
Sato knife
Couteau Sato
Cuchillo Sato



1855-00
SATO

Hornhautmesser
Corneal knife
Couteau pour la cornée
Queratótomo




LANZENMESSER KERATOMES

COUTEAUX LANCÉOLAIRES CUCHILLOS LANCEOLARES

1882-10 JAEGER

Lanzenmesser, 45°
abgewinkelt, klein
Keratome, 45° angled,
small
Couteau lanceolaire,
coude 45°, petit
Cuchillo lanceolar,
angulado 45°, pequeño




1882-20 JAEGER

Lanzenmesser, 45°
abgewinkelt, groß
Keratome, 45° angled,
large
Couteau lanceolaire,
coude 45°, grand
Cuchillo lanceolar,
angulado 45°, grande


1893-21 (2,1 mm) 1893-28 (2,8 mm) 1893-32 (3,2 mm) 1893-35 (3,5 mm)

Phako-Lanze
Phaco keratome
Keratomes lanceolaire
de phaco
Queratótomo de phaco



1894-00 HAMBURG

Luftlanze
Keratome
Keratome lanceolaire
Queratótomo



1900-15


R. KOCH

19 G

Spülhandgriff mit Chopper, 2 seitliche
SpülöffnungenIrrigation handle with chopper, 2 side
ports

Manche d'irrigation avec nucleus chopper

Mango de irrigación, con chopper

**1900-55**


ROSEN

19 G

Spülhandgriff mit Kernspalter, 2 seitliche
SpülöffnungenIrrigation handle with nucleus chopper,
2 side ports

Manche d'irrigation avec chopper

Mango de irrigación, con nucleus chopper

**1900-75**


ROSEN

19 G

Spülhandgriff mit Kernspalter, Spülöffnung
vorneIrrigation handle with hydro chopper, end
opening

Manche d'irrigation avec chopper

Mango de irrigación, con nucleus chopper


**1900-81**

NAGAHARA

Spülhandgriff mit Kernspalter, Spülöffnung
vorneIrrigation handle with hydro chopper, end
opening

Manche d'irrigation avec chopper


Mango de irrigación, con nucleus chopper

**1900-83**

NAGAHARA

Spülhandgriff mit Kernspalter 60°,
Spülöffnung vorneIrrigation handle with hydro chopper
60°, end opening

Manche d'irrigation avec chopper 60°

Mango de irrigación, con nucleus
chopper 60°

1910-00
BOWMAN

Disziissionsnadel
Discission needle
Aiguille à dissecion
Aguja para discisión



1913-17
WHEELER

Disziissionsnadel
Discission needle
Aiguille à dissecion
Aguja para discisión



1914-00
JAECKER

Fadenlösmesser
Knife for suture removal
Couteau pour couper les fils
Cuchillo para cortar suturas



1915-10
KUHNT

Fig. 1
Hornhautschaber
Corneal scarifier
Rugine pour la cornée
Legra para la cornea



1916-20
KUHNT

Fig. 2
Hornhautschaber
Corneal scarifier
Rugine pour la cornée
Legra para la cornea



1917-30
KUHNT

Fig. 3
Hornhautschaber
Corneal scarifier
Rugine pour la cornée
Legra para la cornea



1918-40
KUHNT

Fig. 4
Hornhautschaber
Corneal scarifier
Rugine pour la cornée
Legra para la cornea



1920-45
MODELL HEIDELBERG

Raspatorium
Raspatory
Rugine
Legra



1925-45
MODELL HEIDELBERG

Elevatorium
Elevator
Releveur
Elevador



1926-00
FREER

Elevatorium doppelendig, scharf/ stumpf
Periosteal elevator, blunt/ semi-sharp
Elévateur double, tranchant et mousse
Elevador y disector



2/3

IRISMESSER

IRIS KNIVES

COUTEAUX POUR L'IRIS

CUCHILLOS PARA IRIS

1930-45 = 4,5 mm
1930-60 = 6,0 mm
1930-75 = 7,5 mm

ZIEGLER

Irismesser
Iris knife
Couteau pour l'iris
Cuchillo para iris



1930-60

1932-70
KNAPP

Irismesser
Iris knife
Couteau pour l'iris
Cuchillo para iris



**1945-50
WEST**

Hohlmeissel für
Tränensack
Bone gouge for
lacrimal sac
Gouge pour le
sac lacrymal
Gubia para el
saco lacrimal




**1946-50
WEST**

Flachmeissel für
Tränensack
Bone cicel for
lacrimal sac
Ciseau-burin pour
le sac lacrymal
Cinzel para el
saco lacrimal



**1950-00
ROLLET**

Meissel für
Tränensack
Bone cicel for
lacrimal sac
Rugine pour le
sac lacrymal
Cinzel para el
saco lacrimal




**KYSTOTOME
CYSTOTOMES**

**KYSTOTOMES
QUISTOTOMOS**

**1958-00
GRAEFE**

Kystotom, gerade
Cystotome, straight
Kystotome, droit
Quistotomo, derecho




1958-00

**1960-00
GRAEFE**

Kystotom, abgewinkelt,
rechts
Cystotome, angled, right
Kystotome, coude á droite
Quistotomo, angulado
a la derecha

1964-08
SCHEPENS

8 mm
Skleral Depressor
Scleral Sepressor
Dépresseur scléral
Localizador



1964-08

1964-10
SCHEPENS


10 mm
Skleral Depressor
Scleral Sepressor
Dépresseur scléral
Localizador

1964-12
SCHEPENS

12 mm
Skleral Depressor
Scleral Sepressor
Dépresseur scléral
Localizador

1965-00
KREISSIG

Kombideller, doppelendig
Localizer, double ended
Localisateur, double
Localizador, doble




1966-00
SCHOCKET

Skleral Depressor, doppelendig
Scleral depressor, double ended
Dépresseur scléral, double
Localizador doble



**1969-00
CARTER**

Einführinstrument
Introducer for eye spheres
Introducer
Introducer



**1972-00
KIMURA**

Platin Spatel
Platinum spatula
Spatule platine
Espátula, platino



**1973-12
BURATTO**

Lasik Flap Protektor
Lasik flap protector
Lasik flap protecteur
Lasik flap protector



**1974-07
HELVESTON**

7 mm
Retraktor, Barbie, Blatt gebogen,
Retractor, „Barbie“, curved blade
Ecarteur, „Barbie“, courbe
Separador, „Barbie“, curvo



**1974-09
HELVESTON**

9 mm
Retraktor, Big Barbie, Blatt gebogen
Retractor, „Big Barbie“, curved blade
Ecarteur, „Big Barbie“, courbe
Separador, „Big Barbie“, curvo



**1974-11
HELVESTON**

11 mm
Retraktor, Great Big Barbie,
Blatt gebogen
Retractor, „Great Big Barbie“,
curved blade
Ecarteur, „Great Big Barbie“, courbe,
Separador, „Great Big Barbie“, curvo



1975-00

Keratoplastik Siebspatel, gelocht
Keratoplasty spatula, perforated
Spatule pour kératoplastie, perforé
Espátula para queratoplastia,
perforada



1976-00

MODELL GIESSEN

Wundspatel und Retraktor
Spatula and retractor
Spatule et ecarteur
Espátula y separador



1978-30

MODELL FRANKFURT

Irisspatel, gebogen
Iris spatula, curved
Spatule à iris, courbe
Espátula, curva



1979-00


TROUTMAN

Linsenspatel
Lens spatula
Spatule pour la lentille cristalline
Espátula para el cristalino



1980-05
WECKER

0,5 mm
Irisspatel, sehr fein
Iris spatula, very delicate
Spatule pour l'iris, très fine
Espátula para iris, muy fina



1980-01
WECKER

1,0 mm
Irisspatel, fein
Iris spatula, delicate
Spatule pour l'iris, fine
Espátula para iris, fina



1980-10
WECKER

2,0 mm
Irisspatel
Iris spatula
Spatule pour l'iris
Espátula para iris



1982-10
WECKER

2,0 mm
Irisspatel, Silber 800
Iris spatula, sterling silver
Spatule pour l'iris, l'argent
Espátula para iris, plata



1980-20
WECKER

3,0 mm
Irisspatel
Iris spatula
Spatule pour l'iris
Espátula para iris



1983-06

1983-06 = 6 mm
1983-08 = 8 mm
1983-10 = 10 mm
1983-12 = 12 mm
BANGERTER
Spatel
Spatula
Spatule
Espátula



1983-10



1983-12

1984-10 = 1,0 mm
1984-15 = 1,5 mm
1984-20 = 2,0 mm

BANGERTER

Irisspatel
Iris spatula
Spatule à iris
Espátula para iris



1985-10
ELSCHNIG

Cyclodialysespatel
Cyclodialysis spatula
Spatule pour cyclodialyse
Espátula para ciclodialisis



1986-10
CASTROVIEJO

10 mm
Cyclodialysespatel
Cyclodialysis spatula
Spatule pour cyclodialyse
Espátula para ciclodialisis



1986-15
CASTROVIEJO

20 mm
Cyclodialysespatel
Cyclodialysis spatula
Spatule pour cyclodialyse
Espátula para ciclodialisis



1988-00
TROUTMAN


0,5 mm
Micro-Irisspatel
Iris spatula for microsurgery
Spatule pour microchirurgie
Espátula para microcirugía



1989-05

0,5 mm


Phako- und Irisspatel
Phaco spatula
Spatule phaco
Espátula, phaco



1990-01

KOCH


Irisspatel
Nucleus spatula, duckbill
Nucleus spatule
Nucleus espátula



1990-02

KOCH

Irisspatel, mit Einkerbung
Nucleus spatula, with
notches
Nucleus spatule avec
entaille
Nucleus espátula con
muesca




1993-05

BARRAQUER

0,5 mm


Irisspatel, runde Spitze
Iris spatula, round tip
Spatule pour l'iris, pointe ronde
Espátula para iris, punta redonda



1996-13

1,0 mm

Mikro-Irisspatel, gerade
Iris spatula for microsurgery, straight
Spatule pour microchirurgie, droite
Espátula para microcirugía, recta



2002-00
MEYER

Fremdkörper-Hohlmeißel
 Foreign body gouge
 Gouge a corps étrangers
 Gubia para cuerpos extraños



2003-00
SCHWEIZER MODELL

Fremdkörpernadel
 Foreign body needle
 Instrument a corps étrangers
 Aguja para cuerpos extraños




2010-00

Fremdkörpernadel, gerade
 Foreign body needle, straight
 Aiguille a corps étrangers,
 droite
 Aguja para cuerpos extraños,
 recta




2011-00

Fremdkörpernadel, gebogen
 Foreign body needle, curved
 Aiguille a corps étrangers,
 courbe
 Aguja para cuerpos extraños,
 curva




2021-00
ALVIS

Fremdkörperperkurette
 Foreign body spud and curette
 Curette a corps étrangers
 Cucharilla cortante para
 cuerpos extraños




2022-00
PLANGE

Fremdkörperheber
Foreign body spud
Instrument a corps
étrangers
Instrumento para cuerpos
extraños



2023-00
PLANGE

Fremdkörperheber,
runder Griff
Foreign body spud,
round handle
Instrument a corps
étrangers, manche rond
Instrumento para cuerpos
extraños, mango redondo



2025-00

Fremdkörperschlinge und
-magnet
Foreign body loop and
magnetic probe
Anse pour corps étrangers
et aimant
Instrumento doble, asa e
imán para cuerpos extraños



2031-00**DIX**

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Flachmeissel-Nadel
Foreign body instrument, double ended,
chisel and needle
Instruments double pour corps étran-
gers, rugine et aiguille
Instrumento doble para cuerpos extra-
ños, cincel y aguja

**2032-00****DIX**

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Hohlmeissel-Nadel
Foreign body instrument, double ended,
gouge and needle
Instruments double pour corps étran-
gers, gouge et aiguille
Instrumento doble para cuerpos extra-
ños, gubia y aguja

**2032-10****DIX**

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Hohlmeissel-Nadel, extra fein
Foreign body instrument, double ended,
gouge and needle, extremely delicate
Instruments double pour corps étran-
gers, gouge et aiguille, extra fine
Instrumento doble para cuerpos extra-
ños, gubia y aguja, delicadísima

2033-00**PLANGE**

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Fremdkörperhebel-Nadel
Foreign body instrument, double
ended, spud and needle
Instruments double pour corps
étrangers, manette et aiguille
Instrumento doble para cuerpos
extraños, aguja y aguja

**2036-00**

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Flachmeissel-Nadel
Foreign body instrument, double
ended, chisel and needle
Instruments double pour corps étran-
gers, rugine et aiguille
Instrumento doble para cuerpos extra-
ños, cincel y aguja

**2037-00**

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Hohlmeissel-Nadel
Foreign body instrument, double
ended, gouge and needle
Instruments double pour corps étran-
gers, gouge et aiguille
Instrumento doble para cuerpos extra-
ños, gubia y aguja



2044-00

Doppelinstrument, Löffel/Spatel
Double ended instrument, spoon/
spatula
Instrument double, spatule et
curette
Instrumento doble, cucharilla y
Espátula



**2045-00
WHEELER**

Doppelspatel, leicht gebogen
Double ended spatula, slightly
curved
Spatule double, courbe medium
Espátula doble, media curva



**2050-00
GREEN**

Doppelspatel, leicht gebogen
Double ended spatula, slightly
curved
Spatule double, courbe medium
Espátula doble, media curva



**2053-00
KIRBY**

Linsenschieber und Schlinge
Lens expressor hook and loop
Crochet et anse
Expresor y asa



**2055-25 (0,25 mm)
2055-50 (0,50 mm)
CASTROVIEJO**

10 & 15 mm
Doppelspatel
Double ended spatula
Spatule double
Espátula doble



2104-10

DAVIEL

Starlöffel, klein
Cataract spoon, small
Curette a cataracte, petite
Cucharilla para cataratas, pequeña



2104-20

DAVIEL

Starlöffel, groß
Cataract spoon, large
Curette a cataracte, grande
Cucharilla para cataratas, grande



2107-10

HERBA

Chalazionslöffel, klein
Chalazion curette, small
Curette a chalazion, petite
Cucharilla para chalazion, pequeña



2107-20

HERBA

Chalazionslöffel, mittel
Chalazion curette, medium
Curette a chalazion, moyenne
Cucharilla para chalazion, media



2107-30

HERBA

Chalazionslöffel, groß
Chalazion curette, large
Curette a chalazion, grande
Cucharilla para chalazion, grande



MEYHÖFER

2108-05 0,5 mm Ø

2108-10 1,0 mm Ø

2108-15 1,5 mm Ø

2108-20 2,0 mm Ø

2108-25 2,5 mm Ø

2108-30 3,0 mm Ø

2108-35 3,5 mm Ø

Chalazionslöffel
Chalazion curette
Curette a chalazion
Cucharilla para chalazion




2108-35

LÖFFEL SPOONS

CURETTES CUCHARILLAS

2111-00 WELLS

Enukleationslöffel
Enucleation spoon
Levier pour enucléation
Espátula para enucleación



2122-06 6 mm Ø 2122-08 8 mm Ø 2122-10 10 mm Ø 2122-12 12 mm Ø BUNGE

Excenterationslöffel
Exenteration spoon
Curette pour exenteration
Cucharilla para exenteracion



2122-06

SCHLINGEN LENS LOOPS

ANSES

ASAS

2150-10 WEBER

Schlinge, klein
Lens loop, small
Anse, petite
Asa, pequeña



2150-20 WEBER

Schlinge, groß
Lens loop, large
Anse, grande
Asa, grande



2153-00 ARLT

Schlinge, gerieft
Lens loop, serrated
Anse, striée
Asa, estriada



**2154-00
SNELLEN**

Schlinge, glatt
Lens loop, smooth
Anse, lisse
Asa, lisa



**2155-00
LEWIS**

Schlinge, glatt
Lens loop, smooth
Anse, lisse
Asa, lisa



**2156-00
TROUTMAN**

Schlinge, abgewinkelt
Lens loop, angled
Anse, coudée
Asa, angulada



**2157-00
NEW ORLEANS**

Schlinge, glatt
Lens loop, smooth
Anse, lisse
Asa, lisa



**2158-00
FLYNN**

Sklera-Lokalisator
Scleral depressor
Dépresseur scléral
Localizador



Angabe der 6-stelligen
Katalognummer genügt.

The indication of the 6-digit
catalog number is sufficient.

L'indication du numéro de
catalogue à 6 chiffres suffit.

La indicación del número de
catálogo de 6 cifras es suficiente.

-04 = Fig. 0000/000
-03 = 000/00
-02 = 00/0
-01 = 0/1
-12 = 1/2
-23 = 2/3
-34 = 3/4
-45 = 4/5
-56 = 5/6
-67 = 6/7
-78 = 7/8
-99 = 1 Satz mit 5 oder 6 Stück
-99 = 1 set with 5 or 6 pieces
-99 = le jeu de 5 ou 6
-99 = 1 juego de 5 ó 6 piezas

BOWMAN

Tränenkanalsonde, zylindrisch
Lacrimal probe, cylindrical
Sonde double pour voies
lacrinales, cylindrique
Estilete lacrimal, cilíndrico



Neusilber	Silber 800	Edelstahl
German silver	Sterling silver	Stainless steel
Ruolz	Argent	Acier inoxydable
Metal blanco	Plata	Acero inoxidable
2180-01	2181-01	2182-02
	2181-02	
2180-03	2181-03	
2180-04	2181-04	2182-04
2180-12	2181-12	2182-12
2180-23	2181-23	
2180-34	2181-34	2182-34
2180-45	2181-45	
2180-56	2181-56	2182-56
2180-67		
2180-78	2181-78	

BOWMAN

Tränenkanalsonde, geknöpft
Lacrimal probe, probe tips
Sonde double pour voies
lacrinales, olivaire
Estilete lacrimal, olivar



Neusilber	Silber 800	Edelstahl
German silver	Sterling silver	Stainless steel
Ruolz	Argent	Acier inoxydable
Metal blanco	Plata	Acero inoxidable
2184-01	2185-01	2186-01
2184-02	2185-02	2186-02
2184-03		
2184-04		2186-04
2184-12	2185-12	2186-12
2184-23	2185-23	2186-23
2184-34	2185-34	2186-34
2184-45	2185-45	2186-45
2184-56	2185-56	2186-56
	2185-67	2186-67
2184-78	2185-78	2186-78

2190-10
HARMS

Trabekularsonde, rechts
Trabeculotomy probe, right
Sonde trabeculótome, droit
Estilete trabeculares, derecho




2190-10

2190-20
HARMS

Trabekularsonde, links
Trabeculotomy probe, left
Sonde trabeculótome, gauche
Estilete trabeculares, izquierdo

2196-60
WORST

Pigtailsonde, mit Haken
Pigtail probe, with hook
Pigtail stylet lacrymal, avec
crochet
Pigtail estilete lacrimal, con
ganchos



2197-00
WORST

Pigtailsonde, mit Öse
Pigtail probe, with eye
Pigtail stylet lacrymal, avec trou
Pigtail estilete lacrimal, con ojete



2200-10 Fig. 1
2200-20 Fig. 2
2200-30 Fig. 3
WILDER (NETTLESHIP)

4 mm Ø


Tränenweg-Dilatator
Lacrimal dilator
Dilatateur pour voies lacrimales
Dilatador lacrimal



2201-10 Fig. 1
2201-20 Fig. 2
2201-30 Fig. 3
WILDER

3 mm Ø

Tränenweg-Dilatator
Lacrimal dilator
Dilatateur pour voies lacrimales
Dilatador lacrimal



2202-00
CASTROVIEJO

Dilatator, doppelendig
Lacrimal dilator, double ended
Dilatateur pour voies lacrimales
double
Dilatador lacrimal doble



2203-00
MULDOON

Dilatator
Lacrimal dilator
Dilatateur pour voies lacrimales
Dilatador lacrimal



2206-00
RUEDEMANN

Dilatator für Säuglinge
Lacrimal dilator for infants
Dilatateur pour nourrissons
Dilatador lacrimal para lactantes



2207-00
MODELL GIESSEN

Tränenwegsonde, abgewinkelt
Lacrimal probe, angled
Sonde a voies lacrymales, coude
Estilete lacrimal, angulada



GEFÄSSKLEMMEN

SERREFINES

SERRE-FINES

SERRA-FINAS

2260-35

JOHN HOPKINS

3,8 cm

Gefäßklemme, gerade
Serrefine, straight
Serre-fine, droit
Serra-fina, recta



2261-35

JOHN HOPKINS

3,8 cm

Gefäßklemme, gebogen
Serrefine, curved
Serre-fine, courbe
Serra-fina, curva



KLEMMEN

CLAMPS

PINCES-CLAMPS


PINZAS-CLAMPS

2265-95

BACKHAUS

9,5 cm

Tuchklemme
Towel clamp
Pince a etoffe
Pinza de campo



2267-50

JONES

Tuchklemme
Towel clamp, cross action
Pince a compreses
Pinza para compresas



2272-10
HARTMANN-MOSQUITO


10 cm

Arterienklemme, gerade
Mosquito forceps, straight
Pince hemostatique, droite
Pinza hemostatica, recta

2273-10
HARTMANN-MOSQUITO

10 cm

Arterienklemme, gebogen
Mosquito forceps, curved
Pince hemostatique, courbe
Pinza hemostatica, curva



2274-12
HALSTED-MOSQUITO


12,5 cm

Arterienklemme, gerade
Mosquito forceps, straight
Pince hemostatique, droite
Pinza hemostatica, recta

2275-12
HALSTED-MOSQUITO



12,5 cm

Arterienklemme, gebogen
Mosquito forceps, curved
Pince hemostatique, courbe
Pinza hemostatica, curva





2285-15
GASS

1,5 mm
Sklerotomie Stanze
Sclerotomy punch
Emporte-pièce
Punzón




2286-10
KELLY

1,0 mm
Descement Membran Stanze
Descement's membrane punch
Emporte-pièce
Punzón





2288-10 1,0 mm
2288-15 1,5 mm
HOLTH

Kapselstanze
Corneoscleral punch
Emporte-pièce capsulaire
Punzón capsular





2290-10
LUNTZ-DODICK


1,0 mm
Trabekulektomie Stanze
Trabeculectomy punch
Punch trabeculectomie
Punzón para trabeculectomía




2293-30 3,0 mm
2294-40 4,0 mm
KERRISON
Knochenstanze
Rongeur
Emporte-pièce
Pinza-gubia



2296-20 2,0 mm
2296-30 3,0 mm
CITELLI
Knochenstanze
Rongeur
Emporte-pièce
Pinza-gubia




2298-20
BEYER
2,0 mm
Knochenstanze
Rongeur
Emporte-pièce
Pinza-gubia



- 2312-10** 1,0 mm
2312-12 1,2 mm
2312-15 1,5 mm
2312-17 1,7 mm

SCHWEIZER MODELL

Hornhauttrephine
 Corneal trephine
 Trepan cornéen
 Trepano corneal



2312-10

2319-00


Handgriff für Hornhauttrephinen
 Handle for corneal trephines
 Manche pour trepans
 Mango para trepanos corneal



- 2328-50** 5,0 mm
2328-55 5,5 mm
2328-60 6,0 mm
2328-65 6,5 mm
2328-70 7,0 mm
2328-75 7,5 mm
2328-80 8,0 mm
2328-85 8,5 mm
2328-90 9,0 mm
2329-10 10,0 mm
2329-11 11,0 mm


CASTROVIEJO

Hornhauttrephine
 Corneal trephine
 Trepan cornéen
 Trepano corneal




2367-20
CASTROVIEJO-SCHACHAR

Zirkel, gebogen
Caliper, curved
Compas, courbe
Compas, curvo




2369-15
CASTROVIEJO

Zirkel, gerade
Caliper, straight
Compas, droite
Compas, recto



2370-20
CASTROVIEJO

Zirkel, gerade
Caliper, straight
Compas, droite
Compas, recto



2371-30
GIESSEN



2375-00
MEYER-SCHWICKERATH

Lokalisator und Skleraldepressor
Localizer and scleral depressor
Pique à fixation et dépresseur
Punto de fijación y depresor



2376-18
O'CONNOR


Skleral Depressor und Skleral
Markierer, doppelendig
Scleral depressor and scleral
marker, double ended
Épresseur scléral et marqueur,
double
Localizador y marcador, doble



- 2382-30** = 3,0 mm Ø
2382-35 = 3,5 mm Ø
2382-40 = 4,0 mm Ø
2382-50 = 5,0 mm Ø
2382-60 = 6,0 mm Ø
2382-70 = 7,0 mm Ø

HOFFER


Hornhautmarkierer für optisches Zentrum, mit Fadenkreuz
 Corneal marker for optic zone, with cross hairs
 Marqueur pour centre optique, avec croix de centrage
 Marcador para centro optico, con retículo



- 2383-30** = 3,0 mm Ø
2383-40 = 4,0 mm Ø
2383-80 = 8,0 mm Ø

THORNTON


Hornhautmarkierer für optisches Zentrum, mit Zentrierstift
 Corneal marker for optic zone, with centering pin
 Marqueur pour centre optique
 Marcador para centro optico



- 2384-30** = 3,0 mm Ø
2384-35 = 3,5 mm Ø
2384-40 = 4,0 mm Ø
2384-50 = 5,0 mm Ø
2384-55 = 5,5 mm Ø
2384-65 = 6,5 mm Ø
2384-70 = 7,0 mm Ø

BORES

Hornhautmarkierer für optisches Zentrum
 Corneal marker for optic zone
 Marqueur pour centre optique
 Marcador para centro optico



- 2385-04** = 4 Klingen / lines / lames / hojas
2385-06 = 6 Klingen / lines / lames / hojas
2385-08 = 8 Klingen / lines / lames / hojas
2385-12 = 12 Klingen / lines / lames / hojas
2385-16 = 16 Klingen / lines / lames / hojas

OSHER-NEUMANN

Hornhautmarkierer
 Corneal marker
 Marqueur pour la cornee
 Marcador corneal



2393-17
THORNTON

17 mm Ø

Fixierring, 12 Zähne
Globe fixation ring, 12 teeth
Anneau de fixation, 12 griffes
Anillo de fijación, 12 dientes



2394-13
NEUHANN

13 mm Ø

Fixierring für clear cornea, vorne offen,
6 Zähne
Fixation ring for clear cornea, open
front, 6 teeth
Anneau de fixation, 6 griffes
Anillo de fijación, 6 dientes




2395-13 = 13 mm Ø
2395-16 = 16 mm Ø
FINE-THORTON

Fixierring für clear cornea, Ring vorne
offen und beweglich, 10 Zähne
Fixation ring for clear cornea, open
front, swivel ring, 10 teeth
Anneau de fixation, 10 griffes
Anillo de fijación, 10 dientes



2398-14 = 14 mm Ø
2398-15 = 15 mm Ø
2398-16 = 16 mm Ø
2398-17 = 17 mm Ø
2398-18 = 18 mm Ø
2398-19 = 19 mm Ø
2398-20 = 20 mm Ø
2398-21 = 21 mm Ø
FLIERINGA

Fixierring
Fixation ring
Anneau de fixation
Anillo de fijación




CHIRURGISCHE PINZETTEN


TISSUE FORCEPS

2400-05 = 0,5 mm**2400-07** = 0,7 mm**2400-10** = 1,0 mm**2400-12** = 1,2 mm**2400-14** = 1,4 mm


Irispinzette, gerade, 1 x 2 Zähne
 Iris forceps, straight, 1 x 2 teeth
 Pince à iris, droite, 1 x 2 griffes
 Pinza para iris, recta, 1 x 2 dientes

**2401-07** = 0,7 mm**2401-10** = 1,0 mm

Irispinzette, schwach gebogen,
 1 x 2 Zähne
 Iris forceps, slightly curved,
 1 x 2 teeth
 Pince à iris, courbe, 1 x 2 griffes
 Pinza para iris, curva suave,
 1 x 2 dientes

**2403-07** = 0,7 mm

Irispinzette, stark gebogen,
 1 x 2 Zähne
 Iris forceps, strong curved,
 1 x 2 teeth
 Pince à iris, courbe, 1 x 2 griffes,
 Pinza para iris, muy curva,
 1 x 2 dientes



PINCE CHIRURGICALE


PINZAS PARA TEJIDO

ANATOMISCHE PINZETTEN

DRESSING FORCEPS

2410-05 = 0,5 mm**2410-07** = 0,7 mm**2410-10** = 1,0 mm**2410-12** = 1,2 mm


Irispinzette, gerade, mit Querriefen
 Iris forceps, dressing, straight
 Pince à iris, striée, droite
 Pinza para iris, estriada, recta



2410-05

2411-05 = 0,5 mm**2411-07** = 0,7 mm


Irispinzette, schwach gebogen,
 mit Querriefen
 Iris forceps, dressing, slightly
 curved
 Pince à iris, striée, courbe
 Pinza para iris, estriada, curva
 suave



2411-07

2413-07 = 0,7 mm

Irispinzette, stark gebogen, mit
 Querriefen
 Iris forceps, dressing, strong
 curved
 Pince à iris, striée, courbe
 Pinza para iris, estriada, muy curva





PINCE ANATOMIQUE



PINZAS PARA VENDAJES

2420-10 = 1,2 mm**ADSON**



Chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne
 Tissue forceps, 1 x 2 teeth
 Pince chirurgicale, 1 x 2 griffes
 Pinza para tejido, 1 x 2 dientes

**2422-10** = 1,1 mm**ADSON**

Anatomische Pinzette, gerieft
 Dressing forceps, serrated
 Pince anatomique, striée
 Pinza para vendajes, estriada

**PINZETTEN FÜR MIKRO-CHIRURGIE****FORCEPS FOR MICRO-SURGERY****PINCES À MICRO-CHIRURGIE****PINZAS PARA MICRO-CIRUGIA****2425-00****ELZE**

Irispinzette, 1 x 2 Zähne, sehr fein
 Iris forceps, 1 x 2 teeth, very delicate
 Pince à iris, 1 x 2 griffes, extra fine
 Pinza para iris, 1 x 2 dientes, delicadísimo

**2426-03****TENNANT**


Fadenpinzette, gerade, 6 mm Fadenplatte
 Tying forceps, straight, 6 mm tying platform
 Pince à fils, droite, 6 mm plateaux
 Pinza para anudar, recta, plataforma de 6 mm




2427-03

2427-03**TENNANT**

Fadenpinzette, gebogen, 6 mm Fadenplatte
 Tying forceps, curved, 6 mm tying platform
 Pince à fils, courbe, 6 mm plateaux
 Pinza para anudar, curva, plataforma de 6 mm


**2428-01****CASTROVIEJO-WARING**

Fixierpinzette, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 Fixation forceps, 1 x 2 teeth, tying platform
 Pince à fixer, 1 x 2 griffes, plateaux
 Pinza de fijación, 1 x 2 dientes, plataforma




2430-02
DERMOT-PIERSE

Ø 0,2 mm
 1 x 1 Zähne
 1 x 1 teeth
 1 x 1 griffes
 1 x 1 dientes





2432-00
REMKY

2 Zinken mit 1 x 2 Zähnen, abgewinkelt
 2 prongs with 1 x 2 teeth, angled
 2 griffes avec 1 x 2 griffes, angulaire
 2 puas con 1 x 2 dientes, angulado





2433-12 = 0,12 mm
BONNER MODELL

Nahtpinzette, gerade,
 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 Suture Forceps, straight,
 1 x 2 teeth, tying platform
 Pince pour sutures, droite,
 1 x 2 griffes, plateaux
 Pinza de disección, recta,
 1 x 2 dientes, plataforma




2434-12 = 0,12 mm
2434-30 = 0,30 mm
2434-50 = 0,50 mm
BONNER MODELL

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, platform
 droite, 1 x 2 griffes, plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, plataforma





2436-12 = 0,12 mm
BONNER MODELL

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, platform
 droite, 1 x 2 griffes, plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, plataforma




2438-12 = 0,12 mm
BONNER MODELL

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, platform
 droite, 1 x 2 griffes, plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, plataforma




2439-12 = 0,12 mm
BONN

gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, without platform
 droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma




2440-30 = 0,3 mm
McPHERSON

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, platform
 droite, 1 x 2 griffes, plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, plataforma




2441-30 = 0,3 mm
McPHERSON

abgewinkelt, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 angled, 1 x 2 teeth, platform
 coudée, 1 x 2 griffes, plateaux
 angulada, 1 x 2 dientes, plataforma




2442-01
BONN McPHERSON

gerade, Fadenplatte
 straight, tying platform
 droite, plateaux
 recto, plataforma




2443-01
BONN McPHERSON

gebogen, Fadenplatte
 curved, tying platform
 courbe, plateaux
 curva, plataforma




2442-50 = 0,5 mm
McPHERSON

gerade, ohne Zähne, Fadenplatte
 straight, without teeth, tying platform
 droite, sans griffes, plateaux
 recta, sin dientes, plataforma



2443-50 = 0,5 mm
McPHERSON

abgewinkelt, ohne Zähne, Fadenplatte
 angled, without teeth, tying platform
 coudée, sans griffes, plateaux
 angulada, sin dientes, plataforma



PINZETTEN FÜR MIKRO-CHIRURGIE

FORCEPS FOR MICRO-SURGERY

PINCES À MICRO-CHIRURGIE


PINZAS PARA MICRO-CIRUGIA

2444-06 = 6 mm

2444-08 = 8 mm

BONN

gerieft, abgewinkelt, ohne Zähne
serrated, angled, without teeth
striée, coudée, sans griffes
estriada, angulada, sin dientes




2444-06

2445-12 = 0,12 mm

BONN


gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
straight, 1 x 2 teeth, tying platform
droite, 1 x 2 griffes, plateaux
recta, 1 x 2 dientes, plataforma



2446-12 = 0,12 mm

BONN


abgewinkelt, 1 x 2 Zähne,
ohne Fadenplatte
angled, 1 x 2 teeth, without tying
platform
coudée, 1 x 2 griffes, sans plateaux
angulada, 1 x 2 dientes, sin plataforma



2447-12 = 0,12 mm

BONN


abgewinkelt, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
angled, 1 x 2 teeth, tying platform
coudée, 1 x 2 griffes, plateaux
angulada, 1 x 2 dientes, plataforma



2448-00 = 0,3 mm

BONN

gerade, ohne Zähne, Fadenplatte
straight, without teeth, tying platform
droite, sans griffes, plateaux
recta, sin dientes, plataforma




2448-12 = 0,12 mm

2448-20 = 0,20 mm

BONN

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
straight, 1 x 2 teeth, tying platform
droite, 1 x 2 griffes, plateaux
recta, 1 x 2 dientes, plataforma




2448-12

2449-12 = 0,12 mm

2449-20 = 0,20 mm

BONN

gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
straight, 1 x 2 teeth, without tying platform
droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma




2449-12

2678-12


BONN

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
straight, 1 x 2 teeth, tying platform
droite, 1 x 2 griffes, plateaux
recta, 1 x 2 dientes, plataforma




2450-05 = 0,5 mm**2450-07** = 0,7 mm


gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, without tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma

**2451-05** = 0,5 mm**HEIDELBERG**


leicht gebogen, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 slightly curved, 1 x 2 teeth, without tying platform
 demi-courbée, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 curva suave, 1 x 2 dientes, sin plataforma

**2457-05** = 0,5 mm**HEIDELBERG**


stark gebogen, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 strong curved, 1 x 2 teeth, without tying platform
 très courbée, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 muy curva, 1 x 2 dientes, sin plataforma

**2451-07** = 0,7 mm


gebogen, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 curved, 1 x 2 teeth, without tying platform
 courbée, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 curva, 1 x 2 dientes, sin plataforma

**2452-07** = 0,7 mm

gerade, gerieft
 straight, serrated
 droite, striée
 recta, estriada


**2453-07** = 0,7 mm

gebogen, gerieft
 curved, serrated
 courbe, striée
 curva, estriada



2454-00 = 0,8 mm**2454-50** = 0,5 mm**BISHOP-HARMON**


gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, without tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma




2454-00

2454-05 = 0,5 mm**2454-07** = 0,7 mm**BISHOP-HARMON**


gerade, gerieft
 straight, serrated
 droite, striée
 recta, estriada

**2456-00** = 0,8 mm**LESTER**


gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, without tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma

**2458-00** = 0,35 mm**HAMBURG**

gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, without tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma


**2465-00****HESS**

Standard Modell, 1 x 2 Zähne
 standard model, 1 x 2 teeth
 modèle classique, 1 x 2 griffes
 modelo clásico, 1 x 2 dientes



2466-10**UTRATA**


11 mm abgewinkelt, feine Spitzen
 11 mm angled shanks, delicate tips
 branches 11 mm coudée, pointes délicates
 11 mm angulada, puntas fiñas

**2466-20****GIANETTI**


geschweift, feine Spitzen, 2,2 mm Inzision
 vaulted shanks, fine tips, 2,2 mm incision
 branches courbées, pointes délicates,
 2,2 mm incision
 curva, muy fina, para incisión de 2,2 mm

**2468-00****INAMURA**

gekreuzt, kurzes Modell
 cross action, short model
 croisée, modèle courte
 cruzada, modelo corto



**2469-00****MASKET**

geschweift, 11 mm lange Schenkel
 11 mm vaulted shanks
 branches courbées, 11 mm
 curva, lados de un largo de 11 mm




2469-01
UTRATA



abgewinkelt, 12 mm lange Schenkel
 angled, 12 mm shanks
 branches coudées, 12 mm
 agulada, lados de un largo de 12 mm

**2470-12**
UTRATA


abgewinkelt, 12 mm lange Schenkel
 angled, 12 mm shanks
 branches coudées, 12 mm
 agulada, lados de un largo de 12 mm

**2471-00**
UTRATA



abgewinkelt, 11 mm lange Schenkel
 angled, 11 mm shanks
 branches coudées, 11 mm
 agulada, lados de un largo de 11 mm

**2471-05**
UTRATA



sehr fein
 extremely delicate
 très fine
 muy fina

**2471-10**
UTRATA

abgewinkelt, runde Spitzen
 angled, rounded tips
 coudée, extrémité mousse
 agulada, puntas redondas


**2471-12**
KRAFF-UTRATA

1,8 mm Inzision
 geschweift, 12 mm lange Schenkel
 12 mm vaulted shanks
 branches courbées, 12 mm
 curva, lados de un largo de 12 mm





2472-00**MASKET**


1,8 mm Inzision
 geschweift, 12 mm lange Schenkel
 12 mm vaulted shanks
 branches courbées, 12 mm
 curva, lados de un largo de 12 mm

**2473-00****UTRATA**



1,8 mm Inzision
 abgewinkelt, 12 mm lange Schenkel
 angled, 12 mm shanks
 branches coudées, 12 mm
 angulada, lados de un largo de 12 mm

**2474-00****CORYDON**

1,8 mm Inzision
 geschweift, 11 mm lange Schenkel,
 geriefte Spitzen
 11 mm vaulted shanks, serrated tips
 branches courbées, 11 mm, mors stries
 curva, lados de un largo de 11 mm,
 puntas estriada


**2479-00****INAMURA**

1,4 mm Inzision
 gekreuzt, kurzes Modell
 cross action, short model
 croisée, modèle courte
 cruzada, modelo corto




2480-00
BURATTO

IOL Pinzette für gefaltete Linsen
IOL forceps, cross action
Pince pour IOL
Pinza para IOL




2481-00
BURATTO

IOL Pinzette für gefaltete Linsen
IOL forceps, cross action
Pince pour IOL
Pinza para IOL





2482-12
SPALECK

Linsenimplantationspinzette, sehr fein,
konkave Maulteile
Soft IOL inserting forceps, convex jaws
Pince pour IOL, convexe
Pinza para IOL, convexa



2483-06
LIVERNOIS

Linsenhaltepinzette, abgewinkelt,
runde Maulteile
Lens holding forceps, angled, round,
smooth jaws
Pince pour IOL, coudée,
mors ronds polis
Pinza para lentes, angulada, puntas
redondas



2485-00
BURATTO

IOL Pinzette für gefaltete Linsen
IOL forceps
Pince pour IO
Pinza para IOL



2486-00**MCDONALD II**

IOL Pinzette für gefaltete Linsen

IOL forceps

Pince pour IOL

Pinza para IOL

**2487-00****LIVERNOIS**

Aufnahme- und Faltpinzette

Lens holding and folding forceps

Pince pour saisir et plier l'implant

Pinza para tomar y plegar



**2488-00****GASKIN**

Fragmentpinzette

Fragment forceps

Pince à fragments

Pinza de fragmento


**2488-60****BURATTO**

IOL Pinzette für gefaltete Linsen

IOL forceps

Pince pour IOL

Pinza para IOL


**2489-00****KANSAS**

Fragmentpinzette, 2 Reihen Zähne

Fragment forceps, two rows of teeth



Pince à fragments, avec griffes

Pinza de fragmento, avec dientes





2490-00
CLAYMAN



Linsenimplantationspinzette
Soft IOL inserting forceps
Pince pour IOL
Pinza para IOL

**2491-00**
DODEN


Linsenimplantationspinzette
Soft IOL inserting forceps
Pince pour IOL
Pinza para IOL

**2493-80**
SHEPARD



Linsenimplantationspinzette, mit
Stop
Soft IOL inserting forceps, with stop
Pince pour IOL, avec arrêt fermeture
et verrou
Pinza para IOL, con tope y cierre

**2494-00**
BURATTO

LASIK Flap Pinzette
LASIK Flap forceps
Pince pour LASIK flap
Pinza para LASIK flap

**2495-50**
McPHERSON

5 mm
IOL Pinzette, abgewinkelt,
Fadenplatte
IOL forceps, angled, tying
platform
Pince pour IOL, coudée, avec
plateaux
Pinza para IOL, angulada, con
plataforma




2497-12 = 12,0 mm**2497-75** = 7,5 mm**2497-90** = 9,0 mm**KELMAN**

Micro-Pinzette, ohne Zähne, mit Fadenplatte

Micro-forceps, angled, with platform

Micro-pince, coudée, avec plateaux

Pinza para micro-cirugía, angulada, con plataforma



**2498-11**

Implantationspinzette, abgewinkelt, 1 x 1 Zahn

Implantation forceps, angled, 1 x 1 teeth

Pince de implantation, coudée, 1 x 1 griffes

Pinza para implantación, angulada, 1 x 1 dientes


**2672-11****BONN-McPHERSON**

Nahtpinzette, abgewinkelt, mit Fadenplatte

Tying forceps, angled, with tying platform

Pince à suture, coudée, avec plateaux

Pinza para sutura, angulada, con plataforma

**2499-75****KELMAN-McPHERSON**


7,5 mm

Mikro-Pinzette, abgewinkelt, mit Fadenplatte

Micro-forceps, angled, with platform

Micro-pince, coudée, avec plateaux

Pinza para micro-cirugía, angulada, con plataforma

**6452-00****AKAHOSHI**

120 mm

Pre-Chopper

gerade

straight

droit

recta



KAPSELPINZETTEN

CAPSULE FORCEPS

PINCES CAPSULAIRES

PINZAS CAPSULARES

2505-00

ARRUGA


Kapselpinzette
Capsule forceps
Pince capsulaire
Pinza capsular



2507-00

ARRUGA-KIRBY

Kapselpinzette
Capsule forceps
Pince capsulaire
Pinza capsular



2513-00

ARRUGA-NIZETIC

Kapselpinzette
Capsule forceps
Pince capsulaire
Pinza capsular



2517-00

DODICK

Kernspalt-Pinzette, gekreuzt, sehr fein
Micro Nucleus Cracker, cross action
Séparateur pour noyau, très fine
Separador para núcleo de cristalino



BINDEHAUTPINZETTEN

CONJUNCTIVAL FORCEPS


PINCES À CONJUNCTIVA

PINZA PARA CONJUNCTIVA

2524-45

DRAEGER


Bindehautpinzette
Conjunctival forceps
Pince a conjunctiva
Pinza para conjunctiva



2525-12

POLACK

0,12 mm, 45°
Doppelkornealpinzette, 1 x 2 Zähne
Corneal suturing forceps, 1 x 2 teeth,
Pince corneal, 1 x 2 griffes
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes



FIXIERPINZETTEN

FIXATION FORCEPS


PINCES À FIXER

PINZAS DE FIJACIÓN

2531-12 BORES


0,12 mm, 45°

Doppelkornealpinzette, 1 x 2 Zähne
Corneal suturing forceps, 1 x 2 teeth
Pince corneal, 1 x 2 griffes
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes



2532-00 GRAEFE


Fixierpinzette ohne Schloss
Fixation forceps without catch
Pince a fixer sans ressort
Pinza de fijación sin muelle



2532-00


2533-00 GRAEFE

Fixierpinzette mit Schloss
Fixation forceps with catch
Pince a fixer avec ressort
Pinza de fijación con muelle





2537-00 JESS

Fixierpinzette
Fixation forceps
Pince a fixer
Pinza de fijación




2539-00 CASTROVIEJO

Fixierpinzette, 1 x 1 Zahn
Fixation forceps, 1 x 1 tooth
Pince a fixer, 1 x 1 griffe
Pinza de fijación, 1 x 1 diente




2540-00 CASTROVIEJO

Fixierpinzette, 2 x 2 Zähne
Fixation forceps, 2 x 2 teeth
Pince a fixer, 2 x 2 griffes
Pinza de fijación, 2 x 2 dientes



2541-00

Fixierpinzette, 1 x 2 Zähne
Fixation forceps, 1 x 2 teeth
Pince a fixer, 1 x 2 griffes
Pinza de fijación, 1 x 2 dientes



2542-12
GREEN

Fixierpinzette, ohne Schloss
Fixation forceps, without catch
Pince a fixer, sans ressort
Pinza de fijación, sin muelle




2542-12

2543-12
GREEN

Fixierpinzette, mit Schloss
Fixation forceps, with catch
Pince a fixer, avec ressort
Pinza de fijación, con muelle

2545-00
BARRAQUER

Fixierpinzette
Fixation forceps
Pince a fixer
Pinza de fijación



2546-00
TROUTMAN

Zügelnahtpinzette
Superior rectus forceps
Pince pour le muscle droit supérieur
Pinza para superior rectus



2548-12
KREMER

Fixierpinzette mit Schloss, sehr fein
Fixation forceps with catch, very delicate
Pince a fixation pour la cornee, très fine
Pinza de fijación corneale



2549-00
REMKY

Zügelnahtpinzette
Superior rectus forceps
Pince pour le muscle droit supérieur
Pinza, para superior rectus



PINZETTEN FÜR SCHIELOPERATION


STRABISMUS FORCEPS

PINCES À STRABISME

PINZAS PARA ESTRABISMO


2550-12

Pinzette für Schiel-OP, 1 x 2 Zähne
Strabismus forceps, 1 x 2 teeth
Pince à strabisme, 1 x 2 griffes
Pinza para estrabismo, 1 x 2 dientes



2551-12


Pinzette für Schiel-OP, gerieft
Strabismus forceps, serrated jaws
Pince à strabisme, striée
Pinza para estrabismo, estriada



2553-00

McCULLOUGH


Pinzette für Schiel-OP, kreuzgerieft
Strabismus forceps, cross-serrated jaws
Pince à strabisme, striée
Pinza para estrabismo, estriada



2554-00

McCULLOUGH

Pinzette für Schiel-OP, kreuzgerieft,
1 x 2 Zähne
Strabismus forceps, cross-serrated jaws,
1 x 2 teeth
Pince à strabisme, striée, 1 x 2 griffes
Pinza para estrabismo, estriada,
1 x 2 dientes



2555-15

BONACCOLTO

Pinzette für Schiel-OP, 1,5 mm, schmal
Strabismus forceps, 1,5 mm, slim
Pince à strabisme, 1,5 mm, étroite
Pinza para estrabismo, 1,5 mm, estrecha



2556-23

BONACCOLTO

Pinzette für Schiel-OP, 2,4 mm, breit
Strabismus forceps, 2,4 mm, wide
Pince à strabisme, 2,4 mm, large
Pinza para estrabismo, 2,4 mm, ancha



2558-10


ELSCHNIG

Pinzette für Schiel-OP
Strabismus forceps
Pince à strabisme
Pinza para estrabismo



2564-11
HATA

Muskelpinzette, rechts
Advancement forceps, right
Pince a musculaire, à droit
Pinza muscular, derecha



2565-11
HATA

Muskelpinzette, links
Advancement forceps, left
Pince a musculaire, à gauche
Pinza muscular, izquierda



2566-04
PRINCE

Muskelpinzette, rechts
Advancement forceps, right
Pince a musculaire, à droit
Pinza muscular, derecha



2567-04
PRINCE

Muskelpinzette, links
Advancement forceps, left
Pince a musculaire, à gauche
Pinza muscular, izquierda




2568-03
SATTLER

Muskelpinzette, rechts
Advancement forceps, right
Pince a musculaire, à droit
Pinza muscular, derecha




2569-03
SATTLER

Muskelpinzette, links
Advancement forceps, left
Pince a musculaire, à gauche
Pinza muscular, izquierda




2570-04
JAMESON


Muskelpinzette, rechts, für Kinder
 Advancement forceps, right, for children
 Pince a musculaire, à droit, pour enfants
 Pinza muscular, derecha, para niños

**2570-07**
JAMESON


Muskelpinzette, rechts
 Advancement forceps, right
 Pince a musculaire, à droit
 Pinza muscular, derecha

**2571-04**
JAMESON


Muskelpinzette, links, für Kinder
 Advancement forceps, left, for children
 Pince a musculaire, à gauche, pour enfants
 Pinza muscular, izquierda, para niños

**2571-07**
JAMESON


Muskelpinzette, links
 Advancement forceps, left
 Pince a musculaire, à gauche
 Pinza muscular, izquierda

**2572-00**
WORTH

Muskelpinzette, rechts
 Advancement forceps, right
 Pince a musculaire, à droit
 Pinza muscular, derecha


**2573-00**
WORTH

Muskelpinzette, links
 Advancement forceps, left
 Pince a musculaire, à gauche
 Pinza muscular, izquierda




2575-00**BLASCOVIC**


Muskelpinzette, rechts
 Advancement forceps, right
 Pince a musculaire, à droit
 Pinza muscular, derecha

**2576-00****BLASCOVIC**

Muskelpinzette, links
 Advancement forceps, left
 Pince a musculaire, à gauche
 Pinza muscular, izquierda

**2578-20** = 20 mm**2578-27** = 27 mm**BERKE**

Muskelpinzette für Ptosis
 Ptosis forceps
 Pince musculaire pour ptosis
 Pinza muscular para ptosis



2578-20

2579-10**BANGERTER**

Muskelklemme
 Muscle clamp
 Pince pour les muscles
 Pinza clamp muscular

**2582-00****WATZKE**


Spreizpinzette
 Sleeve spreading forceps
 Pince à écarter
 Pinza para extender



2584-28
SNELLEN

28 mm


Entropionspinzette, links
Entropium forceps, left
Pince à entropion, à gauche
Pinza para entropión, izquierda



2585-28
SNELLEN

28 mm

Entropionspinzette, rechts
Entropium forceps, right
Pince à entropion, à droit
Pinza para entropión, derecha



2598-00
TEARSE

Meibom Pinzette
Meibomian expressor forceps
Pince presse
Pinza para apagar las glándulas



CHALAZIONSPINZETTEN

CHALAZION FORCEPS

PINCES À CHALAZION

PINZAS DE CHALAZION

2600-20 = 20 mm

2600-26 = 26 mm

2600-31 = 31 mm

2600-34 = 33 mm


DESMARRES

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



2602-08

AYER

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



2604-08


LAMBERT

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



2606-09

CAUER

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



2607-12


HUNT

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



2608-13


BAIRD

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



2609-11


LORDAN

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



2621-00

HENRY

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria



2622-00

GRADLE

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria



2623-00

BARRAQUER

Cilienpinzette, Standardmodell
Cilia forceps, standard model
Pince à épiler, modèle standard
Pinza depilatoria, typo standard



2623-06

BARRAQUER

Cilienpinzette, feines Modell
Cilia forceps, fine model
Pince à épiler, modèle fine
Pinza depilatoria, delicadissima



2624-00

SCHWEIZER MODELL

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria



2626-15

SCHWEIZER MODELL

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria



2628-00

BEER

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria



2629-00
SAUPE

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria

**2630-00**
HEIDELBERGER MODELL

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria

**2632-00**
SPEEMANN


Fremdkörperpinzette
Jeweler type foreign body forceps
Pince pour corps étrangers
Pinza para cuerpos extraños typó jeweler

**2635-00**
SHAAF



Fremdkörperpinzette
Foreign body forceps
Pince pour corps étrangers
Pinza para cuerpos extraños

**2641-09**
BARRAQUER

Vorderkammerpinzette
Secondary membrane forceps
Pince pour la chambre antérieure
Pinza para la cámara anterior

**2645-00**

Pinzette für Sklera-Stopfen
Forceps for scleral plugs
Pince pour obturateur scléral
Pinza para tapón escleral



NAHTPINZETTEN

SUTURE FORCEPS

PINCES À SUTURES

PINZAS PARA SUTURAS

2665-12 = 0,12 mm


2665-35 = 0,35 mm

2665-60 = 0,60 mm

2665-90 = 0,90 mm

CASTROVIEJO

Nahtpinzette
Suture forceps
Pince à suture
Pinza para sutura




2665-35

2666-50 = 0,50 mm

CASTROVIEJO

Nahtpinzette, abgewinkelt
Suture forceps, angled
Pince à suture, coudée
Pinza para sutura, angulosa




2667-12 = 0,12 mm

2667-35 = 0,35 mm

2667-60 = 0,60 mm

CASTROVIEJO

Nahtpinzette, breiter Griff
Suture forceps, wide handle
Pince à suture
Pinza para sutura



2667-12

2664-75

7,5 mm

Fadenpinzette, abgewinkelt, ohne
Zähne

Tying forceps, angled, without teeth
Pince à fils, coudée, sans griffes
Pinza para anudar, angulosa, sin
dientes



2668-45

MODELL TUEBINGEN

Fadenpinzette, gebogen, ohne Zähne
Tying forceps, curved, without teeth
Pince à fils, courbe, sans griffes
Pinza para anudar, curva, sin dientes



2669-45 = 0,45 mm

2669-60 = 0,60 mm

CASTROVIEJO


Fadenpinzette, gerade, ohne Zähne
Tying forceps, straight, without teeth
Pince à fils, droite, sans griffes
Pinza para anudar, recta, sin dientes



2669-60

2670-00
MODELL TUEBINGEN

Fadenpinzette, gerade, 6 mm Faden-
platte, ohne Zähne
Tying forceps, straight, 6 mm tying
platform, without teeth
Pince à fils, droite, 6 mm plateaux,
sans griffes
Pinza para anudar, recta, 6 mm plata-
forma, sin dientes



2671-10
BECHERT-McPHERSON

Fadenpinzette
Tying forceps
Pince à fils
Pinza para anudar



2672-11
BONN-McPHERSON

Fadenpinzette, abgewinkelt, mit Fadenplatte
Tying forceps, angled, with tying platform
Pince à fils, coudée, avec plateaux
Pinza para anudar, angulada, con plataforma




2673-00
PAUFIQUE

Nahtpinzette, Standardmodell
Suture forceps, standard model
Pince à suture, modèle standard
Pinza para sutura, tipo standard

2673-35
PAUFIQUE

Nahtpinzette, feines Modell
Suture forceps, fine model
Pince à suture, modèle fine
Pinza para sutura, tipo delicadísima



2673-00

2676-40
PAUFIQUE

Fadenpinzette, Fadenplatte 0,4 mm breit,
ohne Zähne
Tying forceps, tying platform 0,4 mm wide,
without teeth
Pince à fils, avec plateaux, 0,4 mm, sans
griffes
Pinza para anudar, con plataforma, sin
dientes

2674-00
ST. MARTIN

Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne
Suturing forceps, 1 x 2 teeth
Pince à suture, 1 x 2 griffes
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes



2675-00
MOORFIELD

Nahtpinzette
Suturing forceps
Pince à suture
Pinza para sutura



2676-00
TENNANT

Fadenpinzette, 6 mm Fadenplatte, ohne Zähne
Tying forceps, 6 mm tying platform, without teeth
Pince à fils, avec plateaux 6 mm, sans griffes
Pinza para anudar, con plataforma 6 mm, sin dientes




2677-00
TENNANT

Fadenpinzette, gebogen, 6 mm Fadenplatte, ohne Zähne
Tying forceps, curved, 6 mm tying platform, without teeth
Pince à fils, courbe, avec plateaux 6 mm, sans griffes
Pinza para anudar, curva, con plataforma 6 mm, sin dientes



2698-08
McPHERSON

Nahtpinzette, gerade, mit Fadenplatte
Suture forceps, straight, with tying platform
Pince à suture, droite, avec plateaux
Pinza para sutura, recta, con plataforma




2678-00
BECHERT-McPHERSON

Fadenpinzette, abgewinkelt, mit Fadenplatte
Tying forceps, angled, with tying platform
Pince à fils, coudée, avec plateaux
Pinza para anudar, angulada, con plataforma



2698-06
BONNER MODELL

Nahtpinzette, gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
Suture Forceps, straight, 1 x 2 teeth, tying platform
Pince pour sutures, droite, 1 x 2 griffes, plateaux
Pinza de disección, recta, 1 x 2 dientes, plataforma



NAHTPINZETTEN

SUTURE FORCEPS

PINCES À SUTURES



PINZAS PARA SUTURAS

2680-25 = 0,25 mm

2680-40 = 0,40 mm

COLIBRI

Nahtpinzette, ohne Fadenplatte
Suture forceps, without tying platform
Pince à suture, sans plateaux
Pinza para sutura, sin plataforma




2681-25 = 0,25 mm

2681-40 = 0,40 mm

COLIBRI

Nahtpinzette, mit Fadenplatte
Suture forceps, with tying platform
Pince à suture, avec plateaux
Pinza para sutura, con plataforma





2682-12 = 0,12 mm

2682-25 = 0,25 mm

2682-40 = 0,40 mm

COLIBRI-TROUTMAN

Nahtpinzette, Zähne 45°, ohne Fadenplatte
Suture forceps, teeth 45°, without tying platform
Pince à suture, griffes 45°, sans plateaux
Pinza para sutura, dientes 45°, sin plataforma





2683-12 = 0,12 mm

2683-25 = 0,25 mm

2683-40 = 0,40 mm

COLIBRI-TROUTMAN



Nahtpinzette, Zähne 45°, mit Fadenplatte
Suture forceps, teeth 45°, with tying platform
Pince à suture, griffes 45°, avec plateaux
Pinza para sutura, dientes 45°, con plataforma



2684-12

COLIBRI

Nahtpinzette, kurze kräftige Zähne, mit Fadenplatte
Suture forceps, short strong teeth, with tying platform
Pince à suture, griffes courtes, avec plateaux
Pinza para sutura, dientes cortos, con plataforma



NAHTPINZETTEN

SUTURE FORCEPS

PINCES À SUTURES


PINZAS PARA SUTURAS

2685-12

ZUERCHER MODELL

Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne, sehr fein, mit Fadenplatte
Suture forceps, 1 x 2 teeth, very delicate, with tying platform

Pince à suture, 1 x 2, griffes, extra fin, avec plateaux
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes, delicadísima, con plataforma



2685-25


ZUERCHER MODELL

Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne, Standardmodell, mit Fadenplatte

Suture forceps, 1 x 2 teeth, standard modell, with tying platform

Pince à suture, 1 x 2, griffes, modèle standard, avec plateaux

Pinza para sutura, 1 x 2 dientes, typo standard, con plataforma



2685-26


ZUERCHER MODELL

Nahtpinzette, gewinkelt, 1 x 2 Zähne, Standardmodell, mit Fadenplatte

Suture forceps, angled, 1 x 2 teeth, standard modell, with tying platform

Pince à suture, coudée, 1 x 2, griffes, modèle standard, avec plateaux

Pinza para sutura, angulada, 1 x 2 dientes, typo standard, con plataforma



2686-12 = 0,12 mm

2686-25 = 0,25 mm


2686-40 = 0,40 mm

COLIBRI

Nahtpinzette, Zähne 90°, ohne Fadenplatte
Suture forceps, teeth 90°, without tying platform

Pince à suture, griffes 90°, sans plateaux

Pinza para sutura, dientes 90°, sin plataforma



2687-12 = 0,12 mm

2687-25 = 0,25 mm


2687-40 = 0,40 mm

COLIBRI

Nahtpinzette, Zähne 90°, mit Fadenplatte
Suture forceps, teeth 90°, with tying platform

Pince à suture, griffes 90°, avec plateaux

Pinza para sutura, dientes 90°, con plataforma



2688-00



BARRAQUER

Fadenlöspinzette, spitz, ohne Zähne

Suture removal forceps, pointed, without teeth

Pince tire-fils, pointu, sans griffes


Pinza para quitar suturas, aguda, sin dientes



2690-00

ENGLISCHES MODELL


Nahtpinzette, gerade, ohne Zähne, mit Fadenplatte
Suture forceps, straight, without teeth, with tying platform
Pince à suture, droite, sin griffes, avec plateaux
Pinza para sutura, recta, sin dientes, con plataforma



2691-00

ENGLISCHES MODELL


Nahtpinzette, abgewinkelt, ohne Zähne, mit Fadenplatte
Suture forceps, angled, without teeth, with tying platform
Pince à suture, coudée, sin griffes, avec plateaux
Pinza para sutura, angulada, sin dientes, con plataforma



2693-25

ENGLISCHES MODELL


Nahtpinzette, gerade, mit Zähnen, mit Fadenplatte
Suture forceps, straight, with teeth, with tying platform
Pince à suture, droite, avec griffes, avec plateaux
Pinza para sutura, recta, con dientes, con plataforma



2694-25

ENGLISCHES MODELL


Nahtpinzette, abgewinkelt, mit Zähne, mit Fadenplatte
Suture forceps, angled, mit teeth, with tying platform
Pince à suture, coudée, avec griffes, avec plateaux
Pinza para sutura, angulada, con dientes, con plataforma



2695-25

ENGLISCHES MODELL


Nahtpinzette, s-förmig, mit Zähne, mit Fadenplatte
Suture forceps, s-shaped, mit teeth, with tying platform
Pince à suture, avec griffes, avec plateaux
Pinza para sutura, con dientes, con plataforma




2696-25

ENGLISCHES MODELL

Nahtpinzette, gerade, mit Zähne, ohne Fadenplatte
Suture forceps, straight, with teeth, without tying platform
Pince à suture, droite, avec griffes, sans plateaux
Pinza para sutura, recta, con dientes, sin plataforma






Welcher Nadelhalter für welche Nadel?
Which Needle Holder for which Needle?
Quel porte-aiguille pour quelle aiguille?
¿Qué porta agujas para qué aguja?

Nadelhalter Needle Holder Porte-Aiguilles Porta-Agujas		Nadelstärke Needle size Taille de l'aiguille El tamaño de la aguja
0,5 mm		max. 9 x 0
1,0 mm		max. 7 x 0
1,5 mm		max. 6 x 0
2,0 mm		max. 5 x 0
2,5 mm		max. 3 x 0

2700-10
BARRAQUER

gebogen, mit Schloss, Maul 0,75 mm
curved, with catch, jaw 0,75 mm
courbe, avec ressort, mors 0,75 mm
curva, con muelle, boca 0,75 mm




2702-10

2702-10
BARRAQUER
(Original)

gebogen, ohne Schloss, Maul 0,75 mm
curved, without catch, jaw 0,75 mm
courbe, sans ressort, mors 0,75 mm
curva, sin muelle, boca 0,75 mm

2704-13
KALT

gerade, mit Schloss
straight, with catch
droit, avec ressort
recta, con muelle



2705-13
KALT

gebogen, mit Schloss
curved, with catch
courbe, avec ressort
curva, con muelle

2705-13

2712-13
ARRUGA

gerade, mit Schloss
straight, with catch
droit, avec ressort
recta, con muelle



2713-13
ARRUGA

gebogen, mit Schloss
curved, with catch
courbe, avec ressort
curva, con muelle


2713-13

2712-99
ARRUGA

gerade, ohne Schloss
straight, without catch
droit, sans ressort
recta, sin muelle


2716-16
CASTROVIEJO-KALT

gerade, mit Schloss
straight, with catch
droit, avec ressort
recta, con muelle




2732-07
CASTROVIEJO

gerade, extra fein, ohne Sperre,
Maul 0,7 mm
straight, extremely delicate, without catch,
jaw 0,7 mm
droit, très fine, sans ressort, mors
0,7 mm
recta, muy fina, sin muelle, boca 0,7 mm




2732-12
CASTROVIEJO

gerade, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
straight, without catch, jaw 1,0 mm
droit, sans ressort, mors 1,0 mm
recta, sin muelle, boca 1,0 mm




2733-07
CASTROVIEJO

gebogen, extra fein, ohne Sperre,
Maul 0,7 mm
curved, extremely delicate, without catch,
jaw 0,7 mm
courbe, très fine, sans ressort,
mors 0,7 mm
curva, muy fina, sin muelle, boca 0,7 mm



2733-12
CASTROVIEJO

gebogen, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
curved, without catch, jaw 1,0 mm
courbe, sans ressort, mors 1,0 mm
curva, sin muelle, boca 1,0 mm



2734-07
CASTROVIEJO

gerade, extra fein, mit Sperre, Maul 0,7 mm
straight, extremely delicate, with catch, jaw
0,7 mm
droit, très fine, avec ressort, mors 0,7 mm
recta, muy fina, con muelle, boca 0,7 mm




2734-12
CASTROVIEJO

gerade, mit Sperre, Maul 1,0 mm
straight, with catch, jaw 1,0 mm
droit, avec ressort, mors 1,0 mm
recta, con muelle, boca 1,0 mm



2735-07
CASTROVIEJO

gebogen, extra fein, mit Sperre,
Maul 0,7 mm
curved, extremely delicate, with catch,
jaw 0,7 mm
courbe, très fine, avec ressort,
mors 0,7 mm
curva, muy fina, con muelle, boca 0,7 mm




2735-12
CASTROVIEJO

gebogen, mit Sperre, Maul 1,0 mm
curved, with catch, jaw 1,0 mm
courbe, avec ressort, mors 1,0 mm
curva, con muelle, boca 1,0 mm



2752-10
BARRAQUER

gerade, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
straight, without catch, jaw 1,0 mm
droit, sans ressort, mors 1,0 mm
recta, sin muelle, boca 1,0 mm



2753-10
BARRAQUER


gebogen, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
curved, without catch, jaw 1,0 mm
courbe, sans ressort, mors 1,0 mm
curva, sin muelle, boca 1,0 mm



2753-10

2754-10
BARRAQUER

gerade, mit Sperre, Maul 1,0 mm
straight, with catch, jaw 1,0 mm
droit, avec ressort, mors 1,0 mm
recta, con muelle, boca 1,0 mm



2755-10
BARRAQUER


gebogen, mit Sperre, Maul 1,0 mm
curved, with catch, jaw 1,0 mm
courbe, avec ressort, mors 1,0 mm
curva, con muelle, boca 1,0 mm



2755-10

2757-10
BARRAQUER

14 cm
gebogen, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
curved, without catch, jaw 1,0 mm
courbe, sans ressort, mors 1,0 mm
curva, sin muelle, boca 1,0 mm



2757-75
BARRAQUER

14 cm
gebogen, ohne Sperre, Maul 0,75 mm
curved, without catch, jaw 0,75 mm
courbe, sans ressort, mors 0,75 mm
curva, sin muelle, boca 0,75 mm




2757-10

2759-10
BARRAQUER

14 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 1,0 mm
curved, with catch, jaw 1,0 mm
courbe, avec ressort, mors 1,0 mm
curva, con muelle, boca 1,0 mm



2759-10

2759-75
BARRAQUER


14 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,75 mm
curved, with catch, jaw 0,75 mm
courbe, avec ressort, mors 0,75 mm
curva, con muelle, boca 0,75 mm



2762-10
BARRAQUER


gerade, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
straight, without catch, jaw 1,0 mm
droit, sans ressort, mors 1,0 mm
recta, sin muelle, boca 1,0 mm



2763-10


2763-10
BARRAQUER

gebogen, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
curved, without catch, jaw 1,0 mm
courbe, sans ressort, mors 1,0 mm
curva, sin muelle, boca 1,0 mm



2764-10
BARRAQUER

gerade, mit Sperre, Maul 1,0 mm
straight, with catch, jaw 1,0 mm
droit, avec ressort, mors 1,0 mm
recta, con muelle, boca 1,0 mm




2765-10
BARRAQUER

gebogen, mit Sperre, Maul 1,0 mm
curved, with catch, jaw 1,0 mm
courbe, avec ressort, mors 1,0 mm
curva, con muelle, boca 1,0 mm

2766-50
BARRAQUER

12,5 cm
gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm



2767-50


2767-50
BARRAQUER

12,5 cm
gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



2768-50
BARRAQUER

12,5 cm
gerade, mit Sperre, Maul 0,5 mm
straight, with catch, jaw 0,5 mm
droit, avec ressort, mors 0,5 mm
recta, con muelle, boca 0,5 mm



2769-50
BARRAQUER


12,5 cm
gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm



2769-50

2773-06


10,5 cm
gebogen, Maul 0,60 mm
curved, jaw 0,60 mm
courbe, mors 0,60 mm
curvo, boca 0,60 mm



2775-50
BARRAQUER

11,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



2775-75
BARRAQUER


11,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,75 mm
curved, without catch, jaw 0,75 mm
courbe, sans ressort, mors 0,75 mm
curva, sin muelle, boca 0,75 mm

2777-75
BARRAQUER

11,5 cm


gebogen, mit Sperre, Maul 0,75 mm
curved, with catch, jaw 0,75 mm
courbe, avec ressort, mors 0,75 mm
curva, con muelle, boca 0,75 mm



2783-05
BARRAQUER

12,5 cm


stark gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
strong curved, without catch, jaw 0,5 mm
très courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
muy curva, sin muelle, boca 0,5 mm



2786-50
BARRAQUER

9,5 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm




2787-50
BARRAQUER

9,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm


2792-07
CASTROVIEJO

9,0 cm
gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm,
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm




2793-07
CASTROVIEJO

9,0 cm
gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm




2794-07
CASTROVIEJO

9,0 cm
gerade, mit Sperre, Maul 0,5 mm
straight, with catch, jaw 0,5 mm
droit, avec ressort, mors 0,5 mm
recta, con muelle, boca 0,5 mm



2795-07
CASTROVIEJO


9,0 cm
gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm



2800-60
BARRAQUER

12 cm


gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm



2801-60
BARRAQUER

12 cm


gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



2803-60
BARRAQUER

13,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



2806-50
BARRAQUER


13,5 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm

2807-50
BARRAQUER

13,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



2809-10

2809-10
BARRAQUER

13,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
curved, without catch, jaw 1,0 mm
courbe, sans ressort, mors 1,0 mm
curva, sin muelle, boca 1,0 mm

2810-50
TROUTMAN

11 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm



2810-50

2811-50
TROUTMAN

11 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



2812-50
TROUTMAN

11 cm

gerade, mit Sperre, Maul 0,5 mm
straight, with catch, jaw 0,5 mm
droit, avec ressort, mors 0,5 mm
recta, con muelle, boca 0,5 mm



2813-50
TROUTMAN

11 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm



2813-50

2814-03
CASTROVIEJO-KOSHIMA

14,5 cm


gerade, ohne Sperre, Maul 0,3 mm
straight, without catch, jaw 0,3 mm
droit, sans ressort, mors 0,3 mm
recta, sin muelle, boca 0,3 mm



2815-03
CASTROVIEJO-KOSHIMA

14,5 cm


gebogen, ohne Sperre, Maul 0,3 mm
curved, without catch, jaw 0,3 mm
courbe, sans ressort, mors 0,3 mm
curva, sin muelle, boca 0,3 mm



2816-03
CASTROVIEJO-KOSHIMA

14,5 cm


gerade, mit Sperre, Maul 0,3 mm
straight, with catch, jaw 0,3 mm
droit, avec ressort, mors 0,3 mm
recta, con muelle, boca 0,3 mm



2817-03
CASTROVIEJO-KOSHIMA

14,5 cm


gebogen, mit Sperre, Maul 0,3 mm
curved, with catch, jaw 0,3 mm
courbe, avec ressort, mors 0,3 mm
curva, con muelle, boca 0,3 mm



2819-60
BARRAQUER

12 cm


gebogen, ohne Sperre, Maul 0,6 mm
curved, without catch, jaw 0,6 mm
courbe, sans ressort, mors 0,6 mm
curva, sin muelle, boca 0,6 mm



2820-40
BARRAQUER

13,5 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,4 mm
straight, without catch, jaw 0,4 mm
droit, sans ressort, mors 0,4 mm
recta, sin muelle, boca 0,4 mm




2821-50
BARRAQUER

13,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm

2822-40
BARRAQUER

13,5 cm
gerade, mit Sperre, Maul 0,4 mm
straight, with catch, jaw 0,4 mm
droit, avec ressort, mors 0,4 mm
recta, con muelle, boca 0,4 mm




2823-50
BARRAQUER

13,5 cm
gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm




2825-05
BARRAQUER

13,5 cm
gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



2826-05
BARRAQUER

13,5 cm
gerade, mit Sperre, Maul 0,5 mm
straight, with catch, jaw 0,5 mm
droit, avec ressort, mors 0,5 mm
recta, con muelle, boca 0,5 mm



2827-05
BARRAQUER


13,5 cm
gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm



2828-05
BARRAQUER

11,5 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm




2828-05

2829-05
BARRAQUER

11,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



2831-05
BARRAQUER


11,5 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm

2833-05
ANIS

11,5 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm



2995-00*
SCHIOETZ

Spec. 5

Tonometer, gerade Skala, ungeeicht
Tonometer, straight scale, not calibrated
Tonomètre, échelle droite, non calibré
Tonómetro, escala recta, non calibrado

2996-00
SCHIOETZ

Spec. 5

Tonometer, gerade Skala, geeicht
Tonometer, straight scale, calibrated
Tonomètre, échelle droite, certifiée
Tonómetro, escala recta, calibrado



Gerhard Biro, Engelswies 1
D-72393 BURLADINGEN, Germany

2997-00*
SCHIOETZ

Spec. 5

Tonometer, schräge Skala, ungeeicht
Tonometer, oblique scale, not calibrated
Tonomètre, échelle oblique, non calibré
Tonómetro, escala inclinada, non calibrado

2998-00
SCHIOETZ

Spec. 5

Tonometer, schräge Skala, geeicht
Tonometer, oblique scale, calibrated
Tonomètre, échelle oblique, certifiée
Tonómetro, escala inclinada, calibrado



Gerhard Biro, Engelswies 1
D-72393 BURLADINGEN, Germany




M 1 : 2

* Nur für den Export außerhalb EU.
For export only outside EC.
Seulement pour exportation.
Solamente para exportación.

3500-00
BARRAQUER

11 cm
Klingenhalter
Blade breaker and holder
Porte-lame
Porta-hoja



3500-00

3500-01
BARRAQUER

11 cm
Klingenhalter, extra feines Maul
Blade breaker and holder, extremely delicate jaws
Porte-lame, mors ultra fine
Porta-hoja, boca muy fina

3504-06
CASTROVIEJO

12 cm
Klingenhalter
Blade breaker and holder
Porte-lame
Porta-hoja



3505-06
CASTROVIEJO

9 cm
Klingenhalter
Blade breaker and holder
Porte-lame
Porta-hoja



3506-07

10 cm
Klingenhalter für Mikro-Klingen
Blade holder for micro-blades
Porte-lame pour micro-lames
Porta-hoja para micro-hojas



3507-06
TROUTMAN

9 cm
Klingenhalter
Blade breaker and holder
Porte-lame
Porta-hoja



SKALPELLGRIFF SCALPEL HANDLE

MANCHE DE SCALPEL MANGO DE BISTURÍ

3509-07

7,5 cm

Skalpellgriff
Chuck handle
Manche de scalpel
Mango de bisturí



3509-07


3509-10

10 cm

Skalpellgriff
Chuck handle
Manche de scalpel
Mango de bisturí

3510-00

Spezialklingen, rostfrei
(Pack á 10 Stück)
special blades, stainless (10 ea.)
Lame speciale, inoxydable
(paquet de 10)
Hojas, inoxidable (paquete con 10)



3525-03

Skalpellgriff Nr. 3
Scalpel-handle No. 3
Manche de scalpel No. 3
Mango de bisturi No. 3



3525-7K

Skalpellgriff Nr. 7K
Scalpel-handle No. 7K
Manche de scalpel No. 7K
Mango de bisturi No. 7K



3525-09

Skalpellgriff Nr. 9
Scalpel-handle No. 9
Manche de scalpel No. 9
Mango de bisturi No. 9



Andere Modelle auf Wunsch erhältlich
Other models available
Autres modèles sur demande
Otros modelos, sobre demanda

LUER-KONUS

LUER-LOCK

3600-30 30 Gauge / 0,30 mm Ø
3600-40 27 Gauge / 0,40 mm Ø
3600-50 25 Gauge / 0,50 mm Ø




gerade, stumpfe Spitze
straight, blunt tip
droite, mousse
recta, punta roma

3602-30 30 Gauge / 0,30 mm Ø
3602-40 27 Gauge / 0,40 mm Ø




gewinkelt, stumpfe Spitze
angled, blunt tip
coudée, mousse
angulosa, punta roma

3603-30 30 Gauge / 0,30 mm Ø
3603-40 27 Gauge / 0,40 mm Ø





gebogen, stumpfe Spitze
curved, blunt tip
courbe, mousse
curva, punta roma

3604-23 23 Gauge / 0,65 mm Ø
3604-27 27 Gauge / 0,40 mm Ø
3604-30 30 Gauge / 0,30 mm Ø
RAININ



Luftkanüle, spatelförmige Spitze
Air injection cannula, spatulated tip
Canule pour injection d'air, pointe aplatie
Cánula para aire, punta Espátula

3605-22 22 Gauge / 0,70 mm Ø
HEALON



Injektionskanüle, gewinkelt
Injection cannula, angled
Canule pour injection, coudée
Cánula para inyección, angulada

3606-26 26 Gauge / 0,45 mm Ø
3606-27 27 Gauge / 0,40 mm Ø
SAUTTER



Luftkanüle, gebogen
Air injection cannula, curved
Canule pour injection d'air, courbe
Cánula para aire, curva

3609-70 22 Gauge / 0,70 mm Ø
ANEL



Traenenwegkanüle, leicht gebogen
Lacrimal cannula, slightly curved
Canule a voies lacrymales, courbe moyen
Cánula lacrimal, media curva

3610-70 22 Gauge / 0,70 mm Ø
ANEL



Traenenwegkanüle, gerade
Lacrimal cannula, straight
Canule a voies lacrymales, droit
Cánula lacrimal, recta

SINGLE USE KANÜLEN

SINGLE USE CANNULAS

CANULES, SINGLE USE

CÁNULAS, SINGLE USE

LUER-KONUS


LUER-LOCK

3611-70 22 Gauge / 0,70 mm Ø
ANEL




Tränenwegkanüle, gebogen
Lacrimal cannula, curved
Canule a voies lacrymales, courbe
Cánula lacrimal, muy curva

3612-21 21 Gauge / 0,80 mm Ø
BRAUWEILER



Spülkanüle, gewinkelt
Irrigating cannula, angled
Canule irrigatoire, coudée
Cánula para irrigación, angulada

3613-19 19 Gauge / 1,00 mm Ø
3613-20 20 Gauge / 0,90 mm Ø
BONN



Spülkanüle, gewinkelt
Irrigating cannula, angled
Canule irrigatoire, coudée
Cánula para irrigación, angulada

3614-10 Olive 1,1 mm Ø



3615-10 Olive 1,1 mm Ø
3615-23 Olive 1,3 mm Ø




3616-25 Olive 1,2 mm Ø
TROUTMAN



Alpha-Chymotrypsin Kanüle
Alpha-Chymotrypsin cannula
Alpha-Chymotrypsin canule
Alpha-Chymotrypsin cánula

3617-46 40 x 0,6 mm Ø
ATKINSON



Retrobulbäre Kanüle
Retrobulbar cannula
Canule retrobulbaire
Cánula retrobulbar

LUER-KONUS

LUER-LOCK

3619-19 19 Gauge/sub tenon
STEVENS




Anästhesie Kanüle
Anesthesia cannula
Canule pour anesthésie
Cánula para anestesia

3621-15 15 mm
CASTROVIEJO



Kanüle zur Cyklodialyse
Cyclodialysis cannula
Canule pour cyclodialyse
Cánula para ciclodíálisis

3623-19
RANDOLPH



Kanüle zur Cyklodialyse
Cyclodialysis cannula
Canule pour cyclodialyse
Cánula para ciclodíálisis

3626-19
SHEETS




Kanüle zur Cyklodialyse
Cyclodialysis cannula
Canule pour cyclodialyse
Cánula para ciclodíálisis

3627-26 26 Gauge



Kanüle zur Cyklodialyse
Cyclodialysis cannula
Canule pour cyclodialyse
Cánula para ciclodíálisis

3630-30
SHEPARD



Spülkanüle für radiale Keratotomie
Radial keratotomy irrigation cannula
Canule irrigatoire pour kératotomie radiale
Cánula de irrigación para queratotomia radial

3632-23



Tränenwegkanüle, gerade, konisch V2A-Stahl
Lacrimal cannula, straight, stainless steel
Canule à voies lacrymales, droite, inox
Cánula lacrimal, recta, inox

LUER-KONUS

LUER-LOCK

3633-23



②

Tränenwegkanüle, gebogen, konisch V2A-Stahl
Lacrimal cannula, curved, stainless steel
Canule à voies lacrymales, courbée, inox
Cánula lacrimal, curva, inox


3634-23



②

Tränenwegkanüle, kurz gewinkelt, konisch V2A-Stahl
Lacrimal cannula, short angled, stainless steel
Canule à voies lacrymales, coudee, inox
Cánula lacrimal, angulada, inox


3635-23



②

Tränenwegkanüle, lang gewinkelt, konisch V2A-Stahl
Lacrimal cannula, long angled, stainless steel
Canule à voies lacrymales, coudee, inox
Cánula lacrimal, angulada, inox


3639-23 26 Gauge



②

Spülcystotomkanüle
Irrigation cystotome cannula
Canule irrigatoire pour cystotome
Cánula de irrigación para cistotomo



3640-23 23 Gauge
3640-26 26 Gauge
3640-30 30 Gauge



②

Vorderkammer-Spülkanüle, gerade
Anterior chamber irrigation cannula, straight
Canule irrigatoire pour la chambre antérieure, droite
Cánula de irrigación para cámara anterior, recta


3641-23 23 Gauge
3641-26 26 Gauge
3641-30 30 Gauge



②

Vorderkammer-Spülkanüle, gewinkelt
Anterior chamber irrigation cannula, angled
Canule irrigatoire pour la chambre antérieure, coudee
Cánula de irrigación para cámara anterior, angulada

3647-25 25 Gauge




②

Hydrodissektionskanüle
Hydrodissection cannula
Canule pour hydrodissection
Cánula de hidrodissección

LUER-KONUS


LUER-LOCK

3648-23
McINTYRE




Tränenwegkanüle, mit 2 seitlichen Öffnungen
0,30 mm, gerade
Lacrimal cannula, 2 side openings 0,30 mm, straight
Canule à voies lacrymales, 2 orifices latéral
0,30 mm, droite
Cánula lacrimal, con 2 aberturas laterales de
0,30 mm, recta

3649-23
McINTYRE




Tränenwegkanüle, mit 2 seitlichen Öffnungen
0,30 mm, gebogen
Lacrimal cannula, 2 side openings 0,30 mm, curved
Canule à voies lacrymales, 2 orifices latéral
0,30 mm, courbe
Cánula lacrimal, con 2 aberturas laterales de
0,30 mm, curva

3650-20 20 Gauge
3650-23 23 Gauge
WEST



Spülkanüle, seitliche Öffnung 0,30 mm
Irrigation cannula, side opening 0,30 mm
Canule irrigatoire, orifice latéral, 0,30 mm
Cánula para irrigación, abertura lateral 0,30 mm

3652-46 40 x 0,6 mm Ø
3652-48 40 x 0,8 mm Ø
3652-66 60 x 0,6 mm Ø
3652-68 60 x 0,8 mm Ø
3652-69 60 x 0,9 mm Ø
BANGERTER



Sondenkanüle
Probe cannula
Canule-sonde
Cánula tipo sonda

3654-23 13 mm
3655-23 21 mm
SIMCOE




Kortex-Extractor
Cortex extractor
Extracteur de cortex
Extractor para corteza

3657-19 19 Gauge



Kanüle
Cannula
Canule
Cánula

3658-25 2,5 mm lang
3658-40 4,0 mm lang
3658-50 5,0 mm lang
3658-60 6,0 mm lang




Infusionskanüle
Infusion cannula
Canule de perfusion
Cánula para infusión

LUER-KONUS


LUER-LOCK

3660-23
HESLIN




② Infusionskanüle
Infusion cannula
Canule de perfusion
Cánula para infusión

3662-23
SIMCOE
Original-Modell
Original model
Modèle original
Modelo original



② Kanüle
Cannula
Canule
Cánula

3663-23
vertauschte Anschlüsse
reversed tubes
inversée
reves



3664-01
SIMCOE
Kanüle, rechts
Cannula, right
Canule, droite
Cánula, derecha

② Kanüle, rechts
Cannula, right
Canule, droite
Cánula, derecha

3664-02
SIMCOE
Kanüle, links
Cannula, left
Canule, gauche
Cánula, izquierda

3664-01

LUER-KONUS

LUER-LOCK


3665-23 23 Gauge
3665-27 27 Gauge
3665-30 30 Gauge
KNOLLE



②

Vorderkammer-Spülkanüle
Anterior chamber irrigating cannula
Canule irrigatoire pour la chambre antérieure
Cánula para irrigación para la cámara anterior


3670-23 23 Gauge 4 Ports
KNOLLE-PEARCE



②

Linsenschlinge mit Spülung
Irrigating vectis cannula
Anse à lentilles avec irrigation
Asa para lentes irrigación


3671-20 20 Gauge 3 Ports
SHEETS



②

Linsenschlinge mit Spülung
Irrigating vectis cannula
Anse à lentilles avec irrigation
Asa para lentes irrigación

3680-22 22 Gauge
KRATZ



②

Kapselpolierer, diamantbeschichtet
Capsule polisher, diamond dusted
Polissoir capsulaire, diamanté
Pulidor para cápsula, con bano de diamante


3681S22 22 Gauge
RUBMAN-KRATZIN



②

Kapselpolierer, Spitze sandgestrahlt
Capsule polisher, sandblasted tip
Polissoir capsulaire, rugueux
Pulidor para cápsula, enarenado

3683-23 23 Gauge
3683-25 25 Gauge
JENSEN



②

Kapselpolierer, diamantbeschichtet
Capsule polisher, diamond dusted
Polissoir capsulaire, diamanté
Pulidor para cápsula, con bano de diamante


3684-30 30 Gauge
KNOLLE



②

Kapselpolierer, diamantbeschichtet
Capsule polisher, diamond dusted
Polissoir capsulaire, diamanté
Pulidor para cápsula, con bano de diamante

3685-23 23 Gauge
KNOLLE



②

Kapselpolierer, Spitze sandgestrahlt
Capsule polisher, sandblasted tip
Polissoir capsulaire, rugueux
Pulidor para cápsula, enarenado

3686-19 19 Gauge

BISHOP-HARMON (2)

Vorderkammer-Spülkanüle
Anterior chamber irrigation cannula
Canule irrigatoire pour la chambre antérieure
Cánula para irrigación para la cámara anterior

3686-50


Silikon Ball
Silicone bulb
Bulbe silicone
Balón de silicon

3686-60

Luer Lock Adapter
Adaptor
Adapteur
Adaptor

3686-99 (2)

Vorderkammerspülset
Anterior chamber irrigating set
Set pour irrigation la chambre antérieure
Set de irrigador para la cámara anterior



3688-00 (2)
McINTYRE

Spülhandgriff, männliche Anschlüsse
Infusion handle, male connectors
Manche irrigation, m-connecteur
Mango para irrigación, conexiones Luer



3689-00 (2)
KANSAS

Spülhandgriff
Infusion handle
Manche irrigation
Mango para irrigación



3693-21 21 Gauge (2)
BRAUWEILER

Spülhandgriff, Spüloeffnung 2 x 0,50 mm, Spitze
konisch, aufgerauht
Irrigation handpiece, irrigation port 2 x 0,50 mm,
conical tip, rough
Manche d'irrigation, irrigation 2 x 0,50 mm, pointe
conique, rugueux
Mango de irrigación, abertura de irrigación
2 x 0,50 mm, punta conica y arenosa



3700-00

160 x 85 mm

roststahl
stainless steel
inox




3710-00

160 x 85 mm

Silikoneinsatz für 10 Heftinstrumente,
passend in Etui 3700-00.
Silicone tray for 10 cutting instruments,
fitting into box 3700-00.

Boîte de silicone avec chevalet pour 10 instruments
tranchants, s'adaptant dans l'etui 3700-00.
Bandeja de silicona para 10 instrumentos cortantes,
ajustandose en el estuche 3700-00.




3715-12

Kanülenbänkchen für 12 Kanülen

Silicone tray for 12 cannulas

Boîte de silicone pour 12 canules

Bandeja de silicona para 12 canulas



3720-00


300 x 600 mm

Silikon-Noppenmatte

Silicone-mat

Tapis en silicone

Alfombrilla de silicona



Jede kleinere Abmessung auf Wunsch erhältlich.

Any smaller size available upon request.

Toute autre taille plus petite livrable sur demande.

Cualquier otro tamaño mas pequeño entregable a petición.

3720-01

160 x 85 mm

Silikon-Noppenmatte, passend in Etui 3700-00

Silicone-mat, fits into box 3700-00

Tapis en silicone, pour boîte 3700-00

Alfombrilla de silicona, para caja 3700-00

3725-46


460 x 30 mm

Silikon-Noppenstreifen

Silicone bar

Tapis en silicone

Alfombrilla de silicona



Sterilisierbehälter aus Edelstahl mit Noppenmatten
 Stainless steel sterilization cases with silicone mats
 Boîtes de stérilisation inox avec support silicone
 Cajas para esterilizar inox con bandejas de silicona

3741-50	200 x 140 x 45 mm
3744-50	280 x 195 x 45 mm
3745-50	265 x 255 x 45 mm
3746-50	370 x 190 x 45 mm
3747-50	380 x 260 x 45 mm

Einlagig
 1 layer
 1 étage
 1 capa


3741-65	200 x 140 x 65 mm
3744-65	280 x 195 x 65 mm
3745-65	265 x 255 x 65 mm
3746-65	370 x 190 x 65 mm
3747-65	380 x 260 x 65 mm

Zweilagig
 2 layers
 2 étages
 2 capas



Container mit Edelstahlsiebkorb, Silikonmatte und Silikonhalterungen
 Container with stainless steel baskets, silicone mat and silicone fixation
 Boîte de stérilisation avec boîte en inox et supporte silicone
 Caja para esterilizar con bandeja-tamize y bandeja de silicona



	Außenmaße Outer dimensions Dimension extérieure Dimensiones exteriores	Edelstahlsiebkorb stainless steel basket boîte en inox bandeja-tamize
CS3741-50	227 x 166 x 60 mm	186 x 150 x 35 mm
CS3744-50	312 x 189 x 66 mm	270 x 175 x 35 mm
CS3745-50	299 x 278 x 105 mm	250 x 240 x 32 mm
CS3747-50	462 x 278 x 105 mm	403 x 250 x 32 mm



CS3741-50



CS3747-50



Container mit zwei Edelstahlsiebkörben, Silikonmatte und Silikonhalterungen
 Container with two stainless steel baskets, silicone mat and silicone fixation
 Boîte de stérilisation avec deux boîtes en inox et supporte silicone
 Caja para esterilizar con dos bandejas-tamizes y bandeja de silicona

	Außenmaße Outer dimensions Dimension extérieure Dimensiones exteriores	Edelstahlsiebkorb (2 x) stainless steel basket (2 x) boîte en inox (2 x) bandeja-tamize (2 x)
CD3741-65	227 x 166 x 100 mm	186 x 150 x 35 mm
CD3744-65	312 x 189 x 83 mm	270 x 175 x 35 mm
CD3745-65	299 x 278 x 105 mm	250 x 240 x 32 mm
CD3747-65	462 x 278 x 105 mm	403 x 250 x 32 mm

3760-04 Ø 41 x 19 mm
3760-06 Ø 61 x 30 mm
3760-11 Ø 116 x 35 mm

Nirosta
Stainless steel
Acier inoxydable
Acero inoxidable



IRIDEKTOMIESCHEREN

IRIS SCISSORS

CISEAUX À IRIDECTOMIE

TIJERAS PARA IRIDECTOMIA



4000-41


10,0 cm
gerade
straight
droit
recto



4000-42



4000-43



4001-41


10,0 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4001-42



4001-43



4006-41


11,0 cm
gerade
straight
droit
recto



4006-42



4006-43



4007-41


11,0 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4007-42



4007-43





4009-41


11,0 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4009-43



4009-51



4009-51



4010-41

NOYES


11,5 cm
gerade
straight
droit
recto



4010-42



4010-43



4011-41

NOYES


11,5 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4011-42




4011-43



14007-41

12 cm
gebogen
curved
courbe
curvo




4021-08 

4022-08 

4023-08 

4024-08
WECKER 



8 mm Klingenlänge
8 mm length of cutting blades
8 mm longueur des lames
8 mm largo de las hojas

4021-12 

4022-12 


4023-12 

4024-12
WECKER 




12 mm Klingenlänge
12 mm length of cutting blades
12 mm longueur des lames
12 mm largo de las hojas

 
4030-07 4033-07
BARRAQUER
7 mm (normal)



7 mm Klingenlänge
7 mm length of cutting blades
7 mm longueur des lames
7 mm largo de las hojas

 
4030-10 4033-10
BARRAQUER
10 mm




10 mm Klingenlänge
10 mm length of cutting blades
10 mm longueur des lames
10 mm largo de las hojas

Normale Größe – Regular size – Taille normal – Tamaño normal


4040-41
VANNAS

8,5 cm
gerade, 7 mm Blattlänge
straight, 7 mm blades
droit, lames 7 mm
recto, hojas 7 mm de largo




4041-41
VANNAS

8,5 cm
gebogen, Blattlänge
7 mm curved, 7 mm blades
courbe, lames 7 mm
curvo, hojas 7 mm de largo



4042-41
VANNAS

8,5 cm
leicht aufgewinkelt
slightly angled on flat
légèrement angulaire
ligeramente angulado




4043-41
VANNAS

8,5 cm
stark aufgewinkelt
strong angled on flat
très angulaire
muy angulado



4044-41
VANNAS


8,0 cm
kniegebogen
angled to side
coudé
angulado



Extra fein – Extremely delicate – Extra fine – Delicadísima


4046-41
VANNAS

8,5 cm
gerade, 5 mm Blattlänge
straight, 5 mm blades
droit, lames 5 mm
recto, hojas 5 mm de largo




4047-41
VANNAS

8,5 cm
gebogen, Blattlänge 5 mm
curved, 5 mm blades
courbe, lames 5 mm
curvo, hojas 5 mm de largo




4048-41
VANNAS

8 cm
kniegebogen
angled to side
coudé
angulado



4049-41
VANNAS

8,5 cm
leicht aufgewinkelt
slightly angled on flat
légèrement angulaire
ligeramente angulado



4050-41

MODELL TUEBINGEN

9 cm

gerade, Blattlänge 8 mm
straight, 8 mm blades
droit, lames 8 mm
recto, hojas 8 mm de largo



4051-41

MODELL TUEBINGEN

9 cm

gebogen, Blattlänge 8 mm
curved, 8 mm blades
courbe, lames 8 mm
curvo, hojas 8 mm de largo



4053-41

MODELL TUEBINGEN

8,5 cm

stark gebogen, Blattlänge 9 mm
strong curved, 9 mm blades
très courbe, lames 9 mm
muy curvo, hojas 9 mm de largo




4052-41

GILL

8,5 cm

aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado



6281-41

GILLS-WELSH

8,5 cm

aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado




4060-61

CASTROVIEJO-VANNAS

12 cm

gerade, Blattlänge 6 mm
straight, 6 mm blades
droit, lames 6 mm
recto, hojas 6 mm de largo




4061-61

CASTROVIEJO-VANNAS


12 cm

gebogen, Blattlänge 6 mm
curved, 6 mm blades
courbe, lames 6 mm
curvo, hojas 6 mm de largo




9835-61
VANNAS

12,5 cm
gebogen
curved
courbe
curvo




4065-43

8,5 cm
gebogen, leicht stumpf, Blattlänge 6 mm
curved, slightly blunt, 6 mm blades
courbe, mousse, lames 6 mm
curvo, romo, hojas 6 mm de largo




4067-43

9 cm
gebogen, leicht stumpf, Blattlänge 6,5 mm
curved, slightly blunt, 6,5 mm blades
courbe, mousse, lames 6,5 mm
curvo, romo, hojas 6,5 mm de largo



4070-41

8,5 cm
Trabekular-Schere, gerade,
Blattlänge 6,5 mm
Trabecular scissors, straight,
6,5 mm blades
Ciseaux à trabéculaires, droit,
lames 6,5 mm
Tijera trabeculares, recta,
hojas 6,5 mm de largo



4071-41

Trabekular-Schere, gebogen,
Blattlänge 6,5 mm
Trabecular scissors, curved,
6,5 mm blades
Ciseaux à trabéculaires, courbe,
lames 6,5 mm
Tijera trabeculares, curva,
hojas 6,5 mm de largo




4054-41 4056-41
ONG

9 cm
aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado

8,3 cm

4057-41
ONG


9 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4054-41


4058-41
VANNAS

8,3 cm
aufgewinkelt, Blattlänge 3 mm
angled on flat, 3 mm blades
angulaire, lames 3 mm
angulado, hojas 3 mm de largo




4075-41
URIBE-STERN

10,5 cm
aufgewinkelt, gebogen
angled on flat, curved
angulaire, courbe
angulado, curvo



4083-41
GILLS-VANNAS

10,5 cm
aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado




FEDERSCHEREN FÜR MIKRO-CHIRURGIE
SPRING HANDLE SCISSORS FOR MICRO-SURGERY

CISEAUX À MICRO-CHIRURGIE
TIJERAS PARA MICRO-CIRUGIA


4200-71

10 cm
gerade, Blattlänge 8 mm
straight, 8 mm blades
droit, lames 8 mm
recto, hojas 8 mm de largo




4201-71

10 cm
gebogen, Blattlänge 8 mm
curved, 8 mm blades
courbe, lames 8 mm
curvo, hojas 8 mm de largo




4205-43

10 cm
Keratome Schere, stark gebogen, stumpf
Corneal scissors, strong curved, blunt
Micro ciseaux, très courbe, mousse
Tijera para la cornea, muy curva, roma




4207-73

10 cm
Keratome Schere, stark gebogen, stumpf
Corneal scissors, strong curved, blunt
Micro ciseaux, très courbe, mousse
Tijera para la cornea, muy curva, roma




4209-71

KOCH
11 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo




4210-43

10 cm
aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado



4212-73


10,5 cm
 aufgewinkelt
 angled on flat
 angulaire
 angulado



4214-83

BARRAQUER MINIATUR


10,5 cm
 mit Stop, aufgewinkelt, rechts
 with stop, angled on flat, right
 avec arrêt, angulaire, à droite
 con stop, angulado, derecha



4218-83

BARRAQUER MINIATUR

10,5 cm
 mit Stop, aufgewinkelt, links
 with stop, angled on flat, left
 avec arrêt, angulaire, à gauche
 con stop, angulado, izquierda




4224-41

10 cm
 kniegebogen, spitz
 angled to side, pointed
 coudé, pointée
 angulado, aguda




4224-43

10 cm
 kniegebogen, stumpf
 angled to side, blunt
 coudé, mousse
 angulado, romo



4226-73

10 cm
 kniegebogen, stumpf
 angled to side, blunt
 coudé, mousse
 angulado, romo




FEDERSCHEREN FÜR MIKRO-CHIRURGIE
SPRING HANDLE SCISSORS FOR MICRO-SURGERY

CISEAUX À MICRO-CHIRURGIE
TIJERAS PARA MICRO-CIRUGIA

4231-41
WESTCOTT (Mc PHERSON)

10,5 cm
 gebogen, spitz
 curved, pointed
 courbe, pointée
 curvo, aguda




4231-43
WESTCOTT (Mc PHERSON)

10,5 cm
 gebogen, stumpf
 curved, blunt
 courbe, mousse
 curvo, romo




4251-43
Mc GUIRE

10,5 cm
 rechts
 right
 à droite
 derecha




4253-53
Mc GUIRE

10,5 cm
 links
 left
 à gauche
 izquierda




8079-61
CASTROVIEJO

13 cm
 Keratoplastikschere, gebogen, spitz
 Keratoplasty scissors, curved, pointed
 Ciseaux pour kératoplastie, courbe, pointu
 Tijera para queratoplastia, curva, aguda



8745-63
CASTROVIEJO

13 cm
 Keratoplastikschere, gebogen, stumpf
 Keratoplasty scissors, curved, blunt
 Ciseaux pour kératoplastie, courbe, mousse
 Tijera para queratoplastia, curva, roma



6138-43
OSHER

Linsenschneider, gezahnt
 IOL Scissors, serrated
 Ciseaux pour IOL, denté
 Tijera para IOL, serrada




4301-47
TROUTMAN
Original-Modell

10 cm
links
left
à gauche
izquierda

4309-47
TROUTMAN

10 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo




4301-56
TROUTMAN
Original-Modell

10 cm
rechts
right
à droite
derecha


4309-56
TROUTMAN

10 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo




4303-86
TROUTMAN

10 cm
rechts, mit Stop
right, with stop
à droite, avec arrêt
derecha, con stop




4303-87
TROUTMAN

10 cm
links, mit Stop
left, with stop
à gauche, avec arrêt
izquierda, con stop




4305-76

10 cm
rechts
right
à droite
derecha



4305-77

10 cm
links
left
à gauche
izquierda



4321-46

KATZIN


10 cm

rechts

right

à droite

derecha



4321-57

KATZIN


10 cm

links

left

à gauche

izquierda



4323-86

KATZIN


10 cm

rechts, mit Stop

right, with stop

à droite, avec arrêt

derecha, con stop



4323-87

KATZIN


10 cm

links, mit Stop

left, with stop

à gauche, avec arrêt

izquierda, con stop



4331-46

KATZIN


10,5 cm

rechts, stark gebogen

right, strong curved

à droite, très courbe

derecha, muy curvo



4331-57

KATZIN


10,5 cm

links, stark gebogen

left, strong curved

à gauche, très courbe

izquierda, muy curvo




HORNHAUTSCHEREN
CORNEAL SCISSORS

CISEAUX POUR LA CORNÉE
TIJERAS PARA LA CORNEA


4351-47
CASTROVIEJO

11 cm
links
left
à gauge
izquierda




4351-56
CASTROVIEJO

11 cm
rechts
right
à droite
derecha




4361-47
CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm
links
left
à gauge
izquierda




4361-56
CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm
rechts
right
à droite
derecha




4363-87
CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm
links, mit Stop
left, with stop
à gauge, avec arrêt
izquierda, con stop



4363-86
CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm
rechts, mit Stop
right, with stop
à droite, avec arrêt
derecha, con stop



14363-86

CASTROVIEJO MINIATUR


10,5 cm

mit Stop, rechts

with stop, right

avec arrêt, à droite

con stop, derecha



4367-86

CASTROVIEJO MINIATUR


10,5 cm

mit Stop, rechts

with stop, right

avec arrêt, à droite

con stop, derecha



4367-87

CASTROVIEJO MINIATUR


10,5 cm

mit Stop, links

with stop, left

avec arrêt, à gauche

con stop, izquierda



4371-47

CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR


10,5 cm

links

left

à gauche

izquierda



4371-56

CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR


10,5 cm

rechts

right

à droite

derecha



14371-47

CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR


10,5 cm

links

left

à gauche

izquierda




HORNHAUTSCHEREN
CORNEAL SCISSORS

CISEAUX POUR LA CORNÉE
TIJERAS PARA LA CORNEA




4400-43
CASTROVIEJO

9 cm
kniegebogen
angled to side
coudé
angulado



4403-43
CASTROVIEJO

9,5 cm
leicht gebogen
slightly curved
légèrement courbé
ligeramente curvo




4405-41
CASTROVIEJO

9,5 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo

4405-43


4411-83
BARRAQUER – MODELL FRANZ

11 cm
mit Stop, aufgewinkelt, rechts
with stop, angled on flat, right
avec arrêt, angulaire, à droit
con stop, angulada, derecha



4413-83
BARRAQUER – MODELL FRANZ


11 cm
mit Stop, aufgewinkelt, links
with stop, angled on flat, left
avec arrêt, angulaire, à gauche
con stop, angulada, izquierda



4415-43

CASTROVIEJO


10,0 mm



4409-43

CASTROVIEJO


11,5 mm



4417-43

CASTROVIEJO

13,5 mm




4419-43

CASTROVIEJO

11 cm

16 mm



14001-43

CASTROVIEJO


10,5 cm

gebogen, Blattlänge 11 mm

curved, 11 mm blades

courbe, lames 11 mm

curvo, hojas 11 mm de largo



4420-43

CASTROVIEJO


10,5 cm

kniegebogen

angled to side

coudé

angulado



4420-41

4420-42

4420-43

4420-44

CASTROVIEJO


10,5 cm

Keratoplastikschere, kniegebogen

Keratoplasty scissors, angled to side

Ciseaux pour kératoplastie, coudé

Tijera para queratoplastia, angulada



4420-41

HORNHAUTSCHEREN
CORNEAL SCISSORS

CISEAUX POUR LA CORNÉE
TIJERAS PARA LA CORNEA

4423-43

MACKENSEN

8,5 cm

Keratoplastikscheren, stark gebogen
Keratoplasty scissors, strong curved
Ciseaux pour kératoplastie, très courbe
Tijera para queratoplastia, muy curva




8173-43

AEBLI

12 cm

aufgewinkelt, rechts
angled on flat, right
angulaire, à droite
angulado, derecha



8173-43

8173-47


AEBLI

12 cm

aufgewinkelt, links
angled on flat, left
angulaire, à gauche
angulado, izquierda

4431-43
CASTROVIEJO

11 cm
Synechien-Schere
Synechia scissors
Ciseaux à synéchies
Tijera de sinequia




4432-43

10 cm
Mikro Schere, 90° kniegebogen
Micro Scissors, 90° angled to side
Ciseaux micro, 90° coudé
Micro tijera, 90° angulada



8658-43
CASTROVIEJO


11 cm
Keratoplastikschere, gewinkelt
Keratoplasty scissors, angled
Ciseaux pour kératoplastie, angulaire
Tijera para queratoplastia, angulada



4551-41
WESTCOTT

11,5 cm

gebogen, spitz
curved, pointed
courbe, pointu
curvo, agudo



4550-43
WESTCOTT


11,5 cm

gerade, stumpf
straight, blunt tips
droit, mousse
recto, romo

4551-43
WESTCOTT

11,5 cm


gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo



4551-53
WESTCOTT

11,5 cm


gebogen, stumpf, links
curved, blunt tips, left
courbe, mousse, à gauche
curvo, romo, izquierda



4553-43
WESTCOTT

13 cm

gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo
130 mm



4555-61
WESTCOTT


13,5 cm

gebogen, spitz
curved, pointed
courbe, pointu
curvo, agudo

4555-63
WESTCOTT

13,5 cm


gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo



4557-43
WESTCOTT


11 cm

Kleines Modell, gebogen, stumpf
Small model, curved, blunt
Modèle petite, courbe, mousse
Modelo pequeño, curvo, romo




6851-43
WESTCOTT

12 cm
gebogen
curved
courbe
curvo




6851-43Z
WESTCOTT

12 cm
gebogen, gezahnt
curved, serrated
courbe, denté
curvo, serrada



8770-63
WESTCOTT

13,5 cm
gerade
straight
droit
recto



8771-63
WESTCOTT

13,5 cm
gebogen
curved
courbe
curvo

8771-63


4600-03
STEVENS

10,5 cm
gerade, stumpf
straight, blunt tips
droit, mousse
recto, romo



4601-03
STEVENS

10,5 cm
gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo



4601-01
STEVENS

10,5 cm
gebogen, spitz
curved, pointed
courbe, pointu
curvo, agudo



4604-03
STEVENS

11 cm


gerade, stumpf
straight, blunt tips
droit, mousse
recto, romo



4605-03
STEVENS

11 cm

gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo



4605-01
STEVENS

11 cm

gebogen, spitz
curved, pointed
courbe, pointu
curvo, agudo

4610-03
STEVENS

11,5 cm


gerade, stumpf
straight, blunt tips
droit, mousse
recto, romo



4611-03
STEVENS

11,5 cm

gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo




STRABISMUSSCHEREN
STRABISMUS SCISSORS

CISEAUX À STRABISME
TIJERAS PARA ESTRABISMO

4622-03
HEIDELBERGER MODELL

9 cm
gerade
straight
droit
recto




4623-03
HEIDELBERGER MODELL

9 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4628-03

10,5 cm
gerade
straight
droit
recto




4629-03

10,5 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4628-13

10,5 cm
gerade
straight
droit
recto



für die linke Hand
for left hand
pour main gauche
para la mano izquierda


4629-13

10,5 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4632-03

11 cm
gerade
straight
droit
recto




4633-03

11 cm
gebogen
curved
courbe
curvo




4635-03

11 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4640-03

12 cm
gerade
straight
droit
recto




4641-03

12 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4644-03

12 cm
gerade
straight
droit
recto



4645-03

12 cm
leicht gebogen
slightly curved
légèrement courbe
ligeramente curvo




4647-03

12 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



4648-00

10,5 cm
gerade, geknüpft
straight, probe points
droit, boutonnés
recto, puntas olivar



4649-00

10,5 cm
gebogen, geknüpft
curved, probe points
courbe, boutonnés
curvo, puntas olivar



AUGENSCHEREN
EYE SCISSORS

CISEAUX OCULAIRES
TIJERAS OCULARES




4704-01

9 cm

gerade, straight, droit, recto



4704-03



4705-01

9 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



4705-03




4706-01

9,5 cm

gerade, straight, droit, recto



4706-03



4707-01

9,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



4707-03



4708-01

10,5 cm


gerade, straight, droit, recto



4708-02



4708-03



4709-01

10,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



4709-02



4709-03



4710-01

11,5 cm

gerade, straight, droit, recto




4711-01

11,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



4711-03



AUGENSCHEREN
EYE SCISSORS

CISEAUX OCULAIRES
TIJERAS OCULARES



4712-01

11,5 cm

gerade, straight, droit, recto



4712-02



4712-03




4713-01

11,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



4713-03



4714-01

10,5 cm


gerade, straight, droit, recto



4715-01

10,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



4718-01

12,5 cm

gerade, straight, droit, recto



4718-02



4718-03



4719-01

12,5 cm


gebogen, curved, courbe, curvo



4719-02



4719-03



4720-01

BONNER MODELL

9,0 cm

gerade, straight, droit, recto



4720-02



4720-03



4721-01

BONNER MODELL

9,0 cm


gebogen, curved, courbe, curvo



4721-02




4721-03



4752-01

10 cm
gerade, straight, droit, recto



4753-01


10 cm
gebogen, curved, courbe, curvo



4752-11

10 cm
gerade, straight, droit, recto

für die linke Hand
for left hand
pour main gauche
para la mano izquierda




4753-11

10 cm
gebogen, curved, courbe, curvo



4754-01

11 cm
gerade, straight, droit, recto




4755-01

11 cm
gebogen, curved, courbe, curvo



4758-01

12 cm
gerade, straight, droit, recto



4759-01


12 cm
gebogen, curved, courbe, curvo



4762-01

10 cm
gerade, straight, droit, recto

mit extra großen Ringen
with special large rings
anneaux extrêmement
argollas muy grande



4763-01


10 cm
gebogen, curved, courbe, curvo



4771-01

WILMER


9,5 cm
aufgewinkelt, gezahnt
angled on flat, serrated
angulaire, striée
angulada, serrada



4773-03

GRAEFE (WALTER)


10 cm
aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado



4774-03


GRAEFE

10 cm
kniegebogen
angled to side
coudé
angulado




4830-01

11,5 cm
kniegebogen
angled to side
coudé
angulado




4832-00

11,5 cm
kniegebogen, geknüpft
angled to side, probe points
coudé, boutonnées
angulado, puntas olivar



4834-00

11,5 cm
kniegebogen, geknüpft/spitz
angled to side, probe points/sharp
coudé, boutonnées/pointu
angulado, puntas olivar/aguda




4835-03
Mc GUIRE

10,5 cm

4837-13
Mc GUIRE

10,5 cm
für die linke Hand
for left hand
pour main gauche
para la mano izquierda




FADENSCHERE
STITCH SCISSORS

CISEAUX POUR INCISION
TIJERAS PARA INCISIÓN


4006-41

11 cm
gerade
straight
droit
recto




4844-42

10,5 cm
mit Kerbe für den Faden
Spencer-type notch
avec entaille pour le fil
con muesca para el hilo




4840-00
SPENCER

9 cm
Faden- und Ligaturschere
Stitch scissors
Ciseaux pour incision
Tijera para incisión




4842-00
SPENCER

11 cm
Faden- und Ligaturschere
Stitch scissors
Ciseaux pour incision
Tijera para incisión



4847-01


10 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4854-03

12,5 cm

gerade
straight
droit
recto



4855-03

12 cm

leicht gebogen
slightly curved
légèrement courbe
ligeramente curvo



4857-03

12 cm

mittel gebogen
medium curved
moyennement courbe
medio curvo



4859-03

11,5 cm


stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



4864-03

13,5 cm

gerade
straight
droit
recto



4865-03

13 cm

leicht gebogen
slightly curved
légèrement courbe
ligeramente curvo



4867-03

13 cm

mittel gebogen
medium curved
moyennement courbe
medio curvo



4869-03

13 cm


stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



4879-03

11,5 cm

für Kinder
for children
pour enfants
para niños





VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück | 6 mm handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



4920-00
FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



4920-00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



4921-00
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



4922-00
FASSZANGE, GLATT, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 20G

4922-00-23
FASSZANGE, GLATT, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 23G

4923-00
FASSZANGE, GERIEFT, 30°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 30°, 20G



4925-00
FASSZANGE, 1X2 ZÄHNE, 20G
GRASPING FORCEPS, 1X2 TEETH, 20G



4926-00
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 20G

4926-00-23
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 23G

4926-00-25
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 25G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 25G



4927-00
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



4927-00-23
FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G



4928-00
FASSZANGE, GLATT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 20G



4928-00-23
FASSZANGE, GLATT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 23G



4929-00
FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 20G

4929-00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 23G



4930-00
FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 20G

4930-00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 23G



4931-00
LÖFFELZANGE, 20G
SPOON FORCEPS, 20G

4958-00
FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G

4958-00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück | 6 mm handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm

**4959-00**

FASSZANGE, INNEN DIAMANTBESCHICHTET, 20G
GRASPING FORCEPS, DIAMOND COATED INSIDE, 20G

**4973-00**

FASSZANGE, 20G
GRASPING FORCEPS, 20G

4960-00

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 20G

4977-00

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CURVED SHAFT, 20G

**4960-00-23**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 23G

**4977-00-23**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CURVED SHAFT, 23G

4960-55

FASSZANGE, MIT SPALT AN DER SPITZE, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS, SMALL GAP, 20G

**4979-00**

FASSZANGE, KAPSULORHEXIS, SCHAFT 20° GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, CAPSULORHEXIS, SHAFT 20° CURVED, 20G

**4961-00**

FASSZANGE, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, 45°, 20G

4962-00

FASSZANGE, GLATT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 20G

**4962-00-23**

FASSZANGE, GLATT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 23G

4963-00

FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G

**4963-00-23**

FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G

**4966-00**

FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



GLASKÖRPERSCHEREN | VITREORETINAL SCISSORS

6 mm Griffstück | 6 mm handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



4932-00
HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 90°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 90°, 20G



4954-00
SCHERE, GEWINKELT, 30°, 20G
SCISSORS, ANGLED, 30°, 20G

4952-00
SCHERE, RUNDGEBOGEN, 20G
SCISSORS, CURVED, 20G



4956-00
SCHERE MIT SCHIPPE, GEWINKELT, 60°, 20G
SCISSORS WITH SCOOP TIP, ANGLED, 60°, 20G



4952-00-23
SCHERE, RUNDGEBOGEN, 23G
SCISSORS, CURVED, 23G



4957-00
HEIMANN
SCHERE, GERADE, 20G
SCISSORS, STRAIGHT, 20G

4952-00-25
SCHERE, RUNDGEBOGEN, 25G
SCISSORS, CURVED, 25G

4957-00-23
HEIMANN
SCHERE, GERADE, 23G
SCISSORS, STRAIGHT, 23G



4953-00
HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 20G

4953-00-23
HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 23G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 23G



VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück aus Titan | 6 mm titanium handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm

**4920-50**FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G**4921-50**FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G**4922-50**FASSZANGE, GLATT, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 20G**4922-50-23**FASSZANGE, GLATT, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 23G**4925-50**FASSZANGE, 1 X2 ZÄHNE, 20G
GRASPING FORCEPS, 1 X2 TEETH, 20G**4926-50**FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 20G**4926-50-23**FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 23G**4926-50-25**FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 25G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 25G**4927-50**FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G**4927-50-23**FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G**4928-50**FASSZANGE, GLATT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 20G**4928-50-23**FASSZANGE, GLATT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 23G**4929-50**FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 20G**4929-50-23**FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 23G**4930-50**FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 20G**4930-50-23**FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 23G**4931-50**LÖFFELZANGE, 20G
SPOON FORCEPS, 20G**4958-50**FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G**4958-50-23**FASSZANGE, GERIEFT, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück aus Titan | 6 mm titanium handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm




4959-50
FASSZANGE, INNEN DIAMANTBESCHICHTET,
20G
GRASPING FORCEPS, DIAMOND COATED IN-
SIDE, 20G



4960-50
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 20G

4960-50-23
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 23G



4961-50
FASSZANGE, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, 45°, 20G



4962-50
FASSZANGE, GLATT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 20G

4962-50-23
FASSZANGE, GLATT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 23G



4963-50
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G

4963-50-23
FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G



4966-50
FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



4973-50
FASSZANGE, 20G
GRASPING FORCEPS, 20G



4977-50
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CUR-
VED SHAFT, 20G



4977-50-23
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CUR-
VED SHAFT, 23G

4979-50
FASSZANGE, KAPSULORHEXIS, SCHAFT 20°
GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, CAPSULORHEXIS,
SHAFT 20° CURVED, 20G



GLASKÖRPERSCHEREN | VITREORETINAL SCISSORS

6 mm Griffstück aus Titan | 6 mm titanium handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



4932-50
HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 90°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 90°, 20G



4954-50
SCHERE, GEWINKELT, 30°, 20G
SCISSORS, ANGLED, 30°, 20G

4952-50
SCHERE, RUNDGEBOGEN, 20G
SCISSORS, CURVED, 20G



4956-50
SCHERE MIT SCHIPPE, GEWINKELT, 60°, 20G
SCISSORS WITH SCOOP TIP, ANGLED, 60°, 20G



4952-50-23
SCHERE, RUNDGEBOGEN, 23G
SCISSORS, CURVED, 23G

4957-50
HEIMANN
SCHERE, GERADE, 20G
SCISSORS, STRAIGHT, 20G

4952-50-25
SCHERE, RUNDGEBOGEN, 25G
SCISSORS, CURVED, 25G



4957-50-23
HEIMANN
SCHERE, GERADE, 23G
SCISSORS, STRAIGHT, 23G



4953-50
HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 20G

4953-50-23
HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 23G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 23G



VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

8 mm Kunststoff Griffstück | 8 mm plastic handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



4920P00
FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



4920P00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



4921P00
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



4922P00
FASSZANGE, GLATT, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 20G

4922P00-23
FASSZANGE, GLATT, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 23G



4923P00
FASSZANGE, GERIEFT, 30°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 30°, 20G



4925P00
FASSZANGE, 1 X2 ZÄHNE, 20G
GRASPING FORCEPS, 1 X2 TEETH, 20G

4926P00
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 20G

4926P00-23
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 23G

4926P00-25
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 25G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 25G



4927P00
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



4927P00-23
FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G



4928P00
FASSZANGE, GLATT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 20G



4928P00-23
FASSZANGE, GLATT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 23G



4929P00
FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 20G

4929P00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 23G



4930P00
FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 20G

4930P00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 23G

4931P00
LÖFFELZANGE, 20G
SPOON FORCEPS, 20G

4958P00
FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G

4958P00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

8 mm Kunststoff Griffstück | 8 mm plastic handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm

**4959P00**

FASSZANGE, INNEN DIAMANTBESCHICHTET,
20G
GRASPING FORCEPS, DIAMOND COATED IN-
SIDE, 20G

**4960P00**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 20G

4960P00-23

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 23G

**4961P00**

FASSZANGE, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, 45°, 20G

**4962P00**

FASSZANGE, GLATT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 20G

4962P00-23

FASSZANGE, GLATT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 23G

**4963P00**

FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G

4963P00-23

FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G

**4966P00**

FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G

**4973P00**

FASSZANGE, 20G
GRASPING FORCEPS, 20G

**4977P00**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CUR-
VED SHAFT, 20G

4977P00-23

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CUR-
VED SHAFT, 23G

**4979P00**

FASSZANGE, KAPSULORHEXIS, SCHAFT 20°
GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, CAPSULORHEXIS,
SHAFT 20° CURVED, 20G



GLASKÖRPERSCHEREN | VITREORETINAL SCISSORS

8 mm Kunststoff Griffstück | 8 mm plastic handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



4932P00
HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 90°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 90°, 20G



4954P00
SCHERE, GEWINKELT, 30°, 20G
SCISSORS, ANGLED, 30°, 20G



4952P00
SCHERE, RUNDGEBOGEN, 20G
SCISSORS, CURVED, 20G



4956P00
SCHERE MIT SCHIPPE, GEWINKELT, 60°, 20G
SCISSORS WITH SCOOP TIP, ANGLED, 60°, 20G

4952P00-23
SCHERE, RUNDGEBOGEN, 23G
SCISSORS, CURVED, 23G



4957P00
HEIMANN
SCHERE, GERADE, 20G
SCISSORS, STRAIGHT, 20G

4952P00-25
SCHERE, RUNDGEBOGEN, 25G
SCISSORS, CURVED, 25G


4957P00-23
HEIMANN
SCHERE, GERADE, 23G
SCISSORS, STRAIGHT, 23G




4953P00
HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 20G

4953P00-23
HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 23G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 23G

5906-00
LISTER
18 cm



5908-00
LISTER
20 cm



	Seite		Seite		Seite
A		BRAUWEILER		E	
ADSON, Pinzetten	69	Kanülen	116	ELSCHNIG	
AEBLI, Federschere	145	Saughandgriff	122	Cyclodialysespatel	48
AGRICOLA, Tränensackspreizer	16	BUNGE, Excentertationslöffel	55	Pinzette für Schiel-OP	85
ALFONSO, Sperrelevator	15	BURATTO		ELZE, Irispinzette	69
ALVIS		IOL Pinzette	78 f	ENGLISCHES MODELL, Nahtpinzette	98
Fremdkörperkürette	50	LASIK Flap Pinzette	80	Entropionspinzetten	88
Anatomische Pinzetten	68	Lasik Flap Protektor	45	Enukleationsscheren	158
ANEL, Kanülen	115	C		F	
ANIS, Kernmanipulator	31	CARTER, Einführinstrument	45	Fadenscheren	157
ARLT, Schlinge	55	CASTROVIEJO		Federscheren für Mikro-Chirurgie	136 ff
ARRUGA		Cyclodialysespatel	48	FENZL, Linsenmanipulator	27
Kapselpinzette	82	Dilatator	59	FINE-THORTON, Fixierring	67
Nadelhalter	100	Doppelspatel	53	Fixierpinzetten	83
Starhaken	23	Fadenpinzette	93	Fixierringe	67
ARRUGA-KIRBY, Kapselpinzette	82	Federscheren	141	FLYNN, Sklera-Lokalisator	56
ARRUGA-NIZETIC, Kapselpinzette	82	Fixierpinzette	83	FRANCIS, Fremdkörpermesser	37
ATKINSON, Kanülen	116	Hornhautscheren	144 ff	FREER, Elevatorium	42
AUBARET		Kanülen	117	Fremdkörperinstrumente	50
Tränensackhäkchen	20	Keratoplastikscheren	138, 145	Fremdkörperschlinge und -magnet	51
Augenskalpell	36	Klingenhalter	113	FUKASAKU, Häkchen	33
AXENFELD, Tränensackhäkchen	20	Nahtpinzette	93		
AXENFELD (KNAPP), Tränensackhäkchen	20	Nadelhalter	101 ff		
AYER, Chalazionspinzette	90	Synechia-Schere	146		
		Sperrelevatoren	5		
		Zirkel	65	G	
B		CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR		GASKIN, Fragmentpinzette	79
BACKHAUS, Tuchklemme	60	Hornhautscheren	142 ff	GASS	
BAIRD, Chalazionspinzette	90	Trephe	64	Gefässklemmen	60
BANGERTER		CASTROVIEJO-KALT, Nadelhalter	100	Häkchen	23
Irisspatel	48	CASTROVIEJO-KOSHIMA, Nadelhalter	108	Stanze	62
Muskelklemme	88	CASTROVIEJO-VANNAS		GIANETTI	
BARRAQUER		Vannas-artige Scheren	133	Kapsulorhexis-Pinzetten	75
Cilienpinzette	91	CASTROVIEJO-WARING		GIESSEN, Markierinstrument	65
Fadenlöspinzette	97	Fixierpinzette	69	GILL	
Fixierpinzette	84	CAUER, Chalazionspinzette	90	Hornhautmesser	37
Hornhautscheren	143	Chalazionspinzetten	90	Vannas-artige Scheren	133
Iridektomiescheren	130	CHANG, Phako Chopper	32	GILLS-VANNAS, Kapselscheren	135
Irisspatel	49	Chirurgische Pinzetten	68	GILLS-WELSH	
Klingenhalter	113	Cilienpinzetten	91	Vannas-artige Scheren	133
Nadelhalter	100 ff	CITELLI, Knochenstanze	63	GINSBERG, Sperrelevator	3
Vorderkammerpinzette	92	CLARK, Sperrelevatoren	8	Glaskörperscheren	159 ff
BARRAQUER MINIATUR, Federscheren	137	CLAYMAN		Glaskörperzängchen	159 ff
BARRAQUER-OOSTERHUIS		IOL-Häkchen	21	Golf CLUB, Fremdkörpermesser	36
Sperrelevatoren	11	Linsenhäkchen	24	GRADLE, Cilienpinzette	91
BECHERT, Linsenkerntrotierer	30	Linsenimplantationspinzette	80	GRAEFE	
BECHERT-MCPHERSON, Fadenpinzette	94	Linsenkerntrotierer	30	Augenscheren	155
BEER, Cilienpinzette	91	COLIBRI, Nahtpinzetten	96 f	Fixierpinzette	83
BERKE, Muskelpinzette	88	COLIBRI-TROUTMAN, Nahtpinzette	96	Irishäkchen	19
BEYER, Knochenstanze	63	COOK, Sperrelevatoren	13	Schielhäkchen	21
Bindehautpinzetten	82	CORYDON, Kapsulorhexis-Pinzette	77	Skleramesser	36
BISHOP-HARMON, Irispinzetten	74			Starmesser	37
BLASCOVIC, Muskelpinzette	88	D		GRAEFE (WALTER)	
BONACCOLTO, Pinzette für Schiel-OP	85	DARDENNE,		Augenscheren	155
BONN		Irishäkchen	25, 41	GRAETHER, Irisretraktor	31
Mikropinzette	71	Satomesser	38	GREEN	
Kanülen	116	DAVIEL, Starlöffel	53	Doppelspatel	53
Irishäkchen	19	DERMOT-PIERSE, Pinzette	70	Fixierpinzette	84
Schielhäkchen	22	DESMARRES		Schielhäkchen	22
BONN-MCPHERSON		Chalazionspinzette	90	GUTHRIE, Doppelhäkchen	19
Fadenpinzette	94	Lidhalter	17		
Mikropinzette	71	Diamantmesser	36		
Nahtpinzette	81	Dilatatoren	59	H	
BONNER MODELL		DIX, Fremdkörper-Doppelinstrument	52	HÄFLIGER, Kernspalter	35
Augenscheren	153	DODEN, Linsenimplantationspinzette	80	HALSTED-MOSQUITO, Arterienklemme	61
Mikropinzette	70	DODICK, Kernspalt-Pinzette	82	HAMBURG	
Nahtpinzette	95	Doppelinstrumente	52	Irispinzetten	74
BORES		DRAEGER, Bindehautpinzette	82	Luftlanze	39
Doppelkornealpinzette	83	DRYSDALE,		HARMS, Trabekularsonde	58
Markierinstrument	66	Kernmanipulator und Kapselpolierer	33	HARTMANN-MOSQUITO, Arterienklemmen	61
BOWMAN				HATA, Muskelpinzette	86
Disziissionsnadel	41			HEALON, Kanülen	115
Tränenkanalsonde	57			HEIDELBERG, Irispinzetten	73

	Seite		Seite		Seite
HEIDELBERGER MODELL		KUHNT		Linsenkernrotierer	30
Cilienpinzette	92	Hornhautschaber	41	Linsenkernrotierer und Kernspalter	29
Strabismusscheren	150	Kystotome	43	NEW ORLEANS, Schlinge	56
HEIMANN, Glaskörperscheren	168			Noppenmatten	124
HELVESTON		L		NOYES, Iridektomiescheren	129
Häkchen	23	Löffel	53		
Retraktor	45	LAMBERT, Chalazionspinzette	90	O	
HENRY, Cilienpinzette	91	LANCASTER, Sperrelevator	5	O'CONNOR, Lokalisator	65
HERBA, Chalazionslöffel	54	Lanzenmesser	39	ONG, Kapselscheren	135
HESS, Irispinzetten	74	LESTER		OSHER, Linsenschneider	138
HIRSCHMANN, Linsen-Spatel	26	IOL-Manipulator	28	OSHER-NEUMANN, Markierinstrument	66
HOFFER, Markierinstrument	66	Irispinzetten	74		
HOFFMANN		LESTER-BURCH, Sperrelevatoren	6	P	
Kernspalter und Linsenkernrotierer	29	LEWIS, Schlinge	56	PARK-GUYTON, Sperrelevatoren	9
HOLTH, Stanze	62	LIEBERMANN		PATON, Skleramesser	37
HUNT, Chalazionspinzette	90	Mikrofinger	32	PAUFIQUE, Nahtpinzette	94
Hydro Chopper	40	Sperrelevatoren	1	PFAEFFL, Femtoflapflifter	25
		LISTER, Enukleationsscheren	168	Phako- und Irisspatel	49
I		LIVERNOS		Phako-Lanze	39
I. O. L.-Instrumente	24	Linsenhaltelinzette	78	Pinzetten für Skleranägel	92
Implantationspinzetten	81	Aufnahme- und Faltpinzette	79	Pinzetten	92
INAMURA, Kapsulorhexis-Pinzetten	75 ff	LORDAN, Chalazionspinzette	90	Pinzetten für Mikro-Chirurgie	69
Iridektomiescheren	131	LUND, Irishäkchen	31	Pinzetten für Schieloperation	85
Irismesser	42	LUNTZ-DODICK, Stanze	62	PISACANO, Linsenkernrotierer	33
Irispinzetten	68 ff			PLANGE	
		M		Fremdkörperheber	51
J		MACKENSEN, Keratoplastikschere	148	Fremdkörper-Doppelinstrument	52
JACOBI, Repositionshäkchen	32	MALTZMAN-FENZL, Linsenmanipulator	34	POLACK, Doppelkornealpinzette	82
JAECKER, Fadenlösmesser	41	Markierinstrumente	65	PRINCE, Muskelpinzette	86
JAEGER		MASKET, Kapsulorhexis-Pinzetten	75, 77		
Lanzenmesser	39	MAUMENEE-PARK, Sperrelevatoren	9	R	
Lidplatte	18	Mc GUIRE		R. KOCH, Spülhandgriff	40
Schielhäkchen	21	Augenscheren	156	RAININ, Kanülen	115
JAFFE		Federscheren für Mikro-Chirurgie	138	RANDOLPH, Kanülen	117
Lidhalter	18	McCULLOUGH, Pinzetten für Schiel-OP	85	REMKY	
Linsen-Spatel	26	McDONALD, IOL Pinzette	79	Pinzette	70
JAFFE-KNOLLE, Iris-Häkchen	26	McINTYRE, Sperrelevatoren	15	Zügelnahtpinzette	84
JAMESON,		McPHERSON		RENTSCH, Linsenmanipulator	34
Muskelpinzette	87	Fadenpinzette	95	ROLLET	
Schielhäkchen	22	IOL Pinzette	80	Tränensackhäkchen	20
JESS, Fixierpinzette	83	Mikropinzette	71	Meissel	43
JOHN HOPKINS, Gefäßklemme	60	MELLINGER, Sperrelevatoren	4	ROSEN	
JONES, Tuchklemme	60	MELLINGER-BEARD, Sperrelevatoren	4	Nukleusspalter	31
		MELLINGER-GIMBLE, Sperrelevatoren	4	Spülhandgriff	40
K		MEYER, Fremdkörper-Hohlmeissel	50	RUEDEMANN, Dilator	59
KAGAWA, Nukleusspalter	25	MEYER-SCHWICKERATH, Lokalisator	65		
KALT, Nadelhalter	100	MEYHÖFER, Chalazionslöffel	54	S	
KANSAS, Fragmentpinzette	79	MODELL FRANKFURT, Irisspatel	46	SATO, Hornhautmesser	38
Kapselscheren	135	MODELL GIESSEN		Satomesser	38
Kapsulorhexis-Pinzetten	75	Tränenwegsonde	59	SATTler, Muskelpinzette	86
KATZIN, Hornhautschere	140	Wundspatel und Retraktor	46	SAUPE, Cilienpinzette	92
KELLY, Stanze	62	MODELL HEIDELBERG		SAUTTER, Kanülen	115
KELMAN, Mikro-Pinzette	81	Elevatorium	42	SCHEPENS	
KELMAN-McPHERSON, Mikro-Pinzette	81	Rasparatorium	42	Orbitalspatel	17
Keratoplastik Siebspatel	46	MODELL TUEBINGEN		Skleral Depressor	44
KERSHNER, Sperrelevatoren	3	Fadenpinzette	93 f	SCHIOETZ, Tonometer	112
KIMURA, Platin Spatel	45	Vannas-artige Scheren	133	Schlingen	56
KIRBY, Linsenschieber	53	MOORFIELD, Nahtpinzette	95	SCHOCKET, Skleral Depressor	44
Klemmen	60	MUELLER, Tränensackspreizer	16	SCHOTT, Sperrelevatoren	12
Klingenhalter	113	MULDOON, Dilator	59	SCHWEIZER MODELL	
KNAPP, Irismesser	42	Muskelpinzetten	86	Cilienpinzette	91
Knochenstanzen	63			Fremdkörpernadel	50
KNOLLE, Iris-Häkchen	26	N		Trephinen	64
KOCH		NAGAHARA		Sehnenscheren	147 ff
Irisspatel	49	Nucleus Chopper	34	SHAAF, Fremdkörperpinzette	92
Federscheren für Mikro-Chirurgie	136	Linsenspatel	33	SHEETS, Kanülen	117
Manipulator	26	Spülhandgriff	40	SHEPARD	
Nukleusspalter	31	Nahtpinzetten	93 ff	Kanülen	117
KRATZ-BARRAQUER, Sperrelevator	14	NEUHANN		Linsenimplantationspinzette	80
KREISSIG, Kombideller	44	Fixierring	67	SINSKEY, Linsenhäkchen	24, 27
KREMER, Fixierpinzette	84	Irishäkchen, Kernspalter	29	Skalpellgriffe	114
KUGLEN, Linsenmanipulator	24, 27	Kernspalter und Linsenspatel	29		

	Seite		Seite
Skleral Depressor	44	WESTCOTT (Mc PHERSON)	
SNELLEN		Federscheren für Mikro-Chirurgie	138
Entropionspinzette	89	WHEELER	
Schlinge	56	Disziissionsnadel	41
Spülhandgriffe	122	Doppelspatel	52
SPALECK, Linsenimplantationspinzette	78	WILDER (NETTLESHIP)	
Spatel	45 f	Tränenweg-Dilatator	59
SPEEMANN, Fremdkörperpinzette	92	WILLIAMS, Sperrelevatoren	14
SPENCER, Fadenschere	157	WILMER, Augenschere	155
ST. MARTIN, Nahtpinzette	95	WORST, Pigtailsonde	58
Stanzen	62	WORTH, Muskelpinzette	87
Starmesser	37		
STEINMETZ, Spatel	25		
Sterilisierbehälter	123		
STEVENS			
Kanülen	117		
Sehnenscheren	148 f		
Linsenhäkchen	22		
STEVENSON, Tränensackspreizer	16		
Strabismusscheren	150 f		
T		Z	
TEARSE, Meibom Pinzette	89	ZIEGLER, Irismesser	42
TENNANT		Zirkel	65
Fadenpinzetten	69, 95	ZUERCHER MODELL, Nahtpinzette	97
Lidhalter	18		
THORLAKSON, Sperrelevator	3		
THORNTON			
Markierinstrument	66		
Fixierring	67		
Tonometer	112		
TOOKE, Hornhautmesser	36		
Tränensackspreizer	16		
Trephine	64		
TROUTMAN			
Hornhautscheren	139		
Kanülen	116		
Klingenhalter	113		
Linsenspatel	46		
Mikro-Irisspatel	48		
Nadelhalter	108		
Schlinge	56		
Zügelnahtpinzette	84		
TYRELL, Irishäkchen	19		
U			
URIBE-STERN, Kapselschere	135		
UTRATA, Kapsulorhexis-Pinzetten	75 ff		
V			
VANNAS			
Kapselschere	135		
Scheren	131 ff		
Vannas-artige Scheren	133 f		
Vannas-artige Scheren	133 f		
Vitrektomie Scheren	159 ff		
Vitrektomie Zängchen	159 ff		
W			
WATZKE, Spreizpinzette	88		
WEBER, Schlinge	55		
WECKER			
Iridektomiescheren	130		
Irisspatel	47		
WEISS, Sperrelevatoren	4, 6		
WELLS, Enukleationslöffel	55		
WEST			
Flachmeissel	43		
Hohlmeissel	43		
WESTCOTT, Sehnenscheren	147 f		

Page

A

ADSON, Forceps	69
Advancement forceps	86
AEBLI, Spring Handle Scissors	145
AGRICOLA, Lacrimal sac retractor	16
ALFONSO, Eye specula	15
ALVIS	
Anatomical forceps	68
Foreign body instrument	50
ANEL, Cannulas	115
ANIS, Nucleus manipulator	31
ARLT, Loop	55
ARRUGA	
Capsule forceps	82
Extraction hook	23
Needleholders	100
ARRUGA-KIRBY, Capsule forceps	82
ARRUGA-NIZETIC, Capsule forceps	82
ATKINSON, Cannulas	116
AUBARET	
Eye scalpel	36
Hook for lacrimal sack	20
AXENFELD, Hook for lacrimal sack	20
AXENFELD (KNAPP)	
Hook for lacrimal sack	20
AYER, Chalazion forceps	90

B

BACKHAUS, Towel clamp	60
BAIRD, Chalazion forceps	90
BANGERTER	
Iris spatula	48
Muscle clamp	88
BARRAQUER	
Cilia forceps	91
Corneal scissors	143
Fixation forceps	84
Iris scissors	130
Iris spatula	49
Needleholders	100 ff
Razor Blade holder	113
Secondary membrane forceps	92
Suture removal forceps	97
BARRAQUER MINIATUR,	
Spring handle scissors	137
BARRAQUER-OOSTERHUIS	
Retractors	11
BECHERT, Lens nucleus rotator	30
BECHERT-MCPHERSON, Suture forceps	94
BEER, Cilia forceps	91
BERKE, Muscle forceps	88
BEYER, Punch	63
Conjunctival forceps	82
BISHOP-HARMON, Iris forceps	74
BLASCOVIC, Muscle forceps	88
BONACCOLTO, Strabismus forceps	85
BONN	
Cannulas	116
Forceps micro-surgery	71
Iris hooks	19
Strabismus hook	22
BONN-McPHERSON	
Forceps micro-surgery	71
Suture forceps	81
Tying forceps	94
BONNER MODELL	
Eye scissors	153
Forceps micro-surgery	70
Suture forceps	95
BORES	
Corneal suturing forceps	83
Marking instrument	66

BOWMAN

Dicision needle	41
Lacrimal probe	57
BRAUWEILER	
Aspirating handpiece	122
Cannulas	116
BUNGE, Exenteration spoon	55
BURATTO	
IOL-forceps	78 f
Lasik flap forceps	80
Lasik flap protector	45

C

Caliper	65
Capsule scissors	135
Capsulorhexis-forceps	75
CARTER, Introducer	45
CASTROVIEJO	
Caliper	65
Cannulas	117
Corneal scissors	139 ff
Cyclodialysis spatula	48
Dilators	59
Double ended spatula	53
Fixation forceps	83
Keratoplasty scissors	138, 144 f
Needleholders	101 ff
Razor Blade holder	113
Retractors	5
Spring handle scissors	138 ff
Suture forceps	93
Synechia-Schere	146
Tying forceps	93
CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR	
Corneal scissors	142 ff
Trepines	64
CASTROVIEJO-KALT, Needleholders	100
CASTROVIEJO-KOSHIMA, Needleholders	108
CASTROVIEJO-VANNAS	
Vannas-type scissors	133
CASTROVIEJO-WARING	
Fixation forceps	69
Cataract knives	37
CAUER, Chalazion forceps	90
Chalazion forceps	90
CHANG, Phako Chopper	32
Cilia forceps	91
CITELLI, Punch	63
Clamps	60
CLARK, Retractors	8
CLAYMAN	
IOL-Hook	21
Lens hook	24
Lens nucleus rotator	30
Soft IOL inserting forceps	80
COLIBRI, Suture forceps	96 f
COLIBRI-TROUTMAN, Suture forceps	96
COOK, Retractors	13
CORYDON, Capsulorhexis-forceps	77
Cystotomes	43

D

DARDENNE	
Iris hooks	25, 41
Sato knife	38
DAVIEL, Spoon	53
DERMOT-PIERSE, Micro-forceps	70
DESMARRES	
Chalazion forceps	90
Lid retractors	17
Diamond knives	36
Dilators	59
DIX, Foreign body instrument	52

Page

DODEN, Soft IOL inserting forceps	80
DODICK, Micro Nucleus Cracker	82
Double ended instruments	52
DRAEGER, Conjunctival forceps	82
DRYSDALE, Nucleus rotator	33

E

ELSCHNIG	
Cyclodialysis spatula	48
Strabismus forceps	85
ELZE, Iris forceps	69
ENGLISCHES MODELL, Suture forceps	98
Entropium forceps	88
Enucleation scissors	158

F

Spring handle scissors for Micro-Surgery	136 ff
FENZL, Lense manipulator	27
FINE-THORTON, Fixation ring	67
Fixation forceps	83
Fixation rings	67
FLYNN, Scleral depressor	56
FRANCIS, Foreign body forceps	37
FREER, Elevator	42
Forceps	92
Forceps for Micro-Surgery	69
Forceps for scleral plugs	92
Foreign body instruments	50
Foreign body loop and magnetic probe	51
FUKASAKU, Hook	33

G

GASKIN, Fragment forceps	79
GASS	
Hook	23
Punch	62
Serrefines	60
GIANETTI	
Capsulorhexis-forceps	75
GIESSEN, Marking instrument	65
GILL	
Corneal knife	37
Vannas-type scissors	133
GILLS-VANNAS, Capsule scissors	135
GILLS-WELSH	
Vannas-type scissors	133
GINSBERG, Eye specula	3
Golf CLUB, Foreign body spud	36
GRADLE, Cilia forceps	91
GRAEFE	
Cataract knife	37
Eye scissors	155
Fixation forceps	83
Iris hooks	19
Scarifier	36
Strabismus hook	21
GRAEFE (WALTER)	
Eye scissors	155
GRAETHER, Iris retractor	31
GREEN	
Double ended spatula	53
Fixation forceps	84
Strabismus hook	22
GUTHRIE, Fixation hook	19

H

HÄFLIGER, Nucleus manipulator	35
HALSTED-MOSQUITO, Mosquito forceps	61
HAMBURG	
Iris forceps	74
Keratome	39

	Page
HARMS, Trabeculotomy probe	58
HARTMANN-MOSQUITO	
Mosquito forceps	61
HATA, Advancement forceps	86
HEALON, Cannulas	115
HEIDELBERG, Iris forceps	73
HEIDELBERGER MODELL	
Cilia forceps	92
Strabismus scissors	150
HEIMANN, vitreous body scissors	168
HELVESTON	
Hook	23
Retractor	45
HENRY, Cilia forceps	91
HERBA, Chalazion curette	54
HESS, Iris forceps	74
HIRSCHMANN, Lens spatula	26
HOFFER, Marking instrument	66
HOFFMANN	
Nucleus dividing hook and lens spatula	29
HOLTH, Punch	62
HUNT, Chalazion forceps	90
Hydro Chopper	40
I	
Implantation forceps	81
I. O. L.-Instruments	24
INAMURA, Capsulorhexis-forceps	75 ff
Infusion handles	122
Iris forceps	68 ff
Iris knives	42
Iris scissors	129 ff
J	
JACOBI, Reposition hook	32
JAECKER, Knife for suture removal	41
JAEGER	
Keratome	39
Lid plate	18
Strabismus hook	21
JAFFE	
Lens spatula	26
Lid retractors	18
JAFFE-KNOLLE, Iris hook	26
JAMESON,	
Advancement forceps	87
Strabismus hook	22
JESS, Fixation forceps	83
JOHN HOPKINS, Serrefine	60
JONES, Towel clamp	60
K	
KAGAWA, Nucleus dividing hook	25
KALT, Needleholders	100
KANSAS, Fragment forceps	79
KATZIN, Corneal scissors	140
KELLY, Punch	62
KELMAN, Micro-forceps	81
KELMAN-McPHERSON, Micro-forceps	81
Keratomes	39
Keratoplasty spatula	46
KERSHNER, Retractors	3
KIMURA, Platinum spatula	45
KIRBY, Lens expressor hook	53
KNAPP, Irismesser	42
KNOLLE, Iris hook	26
KOCH	
Iris spatula	49
Manipulator	26
Nucleus splitter	31
Spring handle scissors for Micro-Surgery	136
KRATZ-BARRAQUER, Eye specula	14

	Page
KREISSIG, Localizer	44
KREMER, Fixation forceps	84
KUGLEN, Lens manipulator	24, 27
KUHNT	
Corneal scarifier	41
L	
Lacrimal sac retractors	16
LAMBERT, Chalazion forceps	90
LANCASTER, Eye specula	5
Lens loops	56
LESTER	
IOL-Manipulator	28
Iris forceps	74
LESTER-BURCH, Retractors	6
LEWIS, Loop	56
LIEBERMANN	
Micro Finger	32
Retractors	1
LISTER, Enucleation scissors	168
LIVEROIS	
Lens holding forceps	78
Lens holding and folding forceps	79
LORDAN, Chalazion forceps	90
LUND, Iris hooks	31
LUNTZ-DODICK, Punch	62
M	
MACKENSEN, Keratoplasty scissors	145
MALTZMAN-FENZL, Lens manipulator	34
Marking instruments	65
MASKET, Capsulorhexis-forceps	75, 77
MAUMENEE-PARK, Retractors	9
Mc GUIRE	
Eye scissors	156
Spring handle scissors for Micro-Surgery	138
McCULLOUGH, Strabismus forceps	85
McDONALD, IOL-forceps	79
McINTYRE, Retractors	15
McPHERSON	
Tying forceps	95
IOL-forceps	80
Forceps for Micro-Surgery	71
MELLINGER, Retractors	4
MELLINGER-BEARD, Retractors	4
MELLINGER-GIMBLE, Retractors	4
MEYER, Foreign body gouge	50
MEYER-SCHWICKERATH, Localizer	65
MEYHÖFER, Chalazion curette	54
MODELL FRANKFURT, Iris spatula	46
MODELL GIESSEN	
Lacrimal probe	59
Spatula and retractor	46
MODELL HEIDELBERG	
Elevator	42
Raspatory	42
MODELL TUEBINGEN	
Tying forceps	93 f
Vannas-type scissors	133
MOORFIELD, Suture forceps	95
MUELLER, Lacrimal sac retractor	16
MULDOON, Dilators	59
N	
NAGAHARA	
Nucleus Chopper	34
Lens spatula	33
Irrigation handle	40
NEUHANN	
Fixation ring	67
Iris hooks, nucleus dividing hook	29

	Page
Lens nucleus rotator	30
Nucleus dividing hook and lens spatula	29
Nucleus rotator and dividing hook	29
NEW ORLEANS, Lens loop	56
NOYES, Iris scissors	129
O	
O'CONNOR, Localizer	65
ONG, Capsule scissors	135
OSHER, IOL Scissors	138
OSHER-NEUMANN, Marking instruments	66
P	
PARK-GUYTON, Retractors	9
PATON, Scarifier	37
PAUFIQUE, Suture forceps	94
PFAEFFL, Femto flap lifter	25
Phaco keratome	39
Phaco spatula	49
PISACANO, Lens nucleus rotator	33
PLANGE	
Foreign body instrument	52
Foreign body spud	51
POLACK, Corneal suturing forceps	82
PRINCE, Advancement forceps	86
Punches	62 ff
R	
R. KOCH, Irrigation handle	40
RAININ, Cannulas	115
Razor Blade holder	113
RANDOLPH, Cannulas	117
REMKY	
Forceps	70
Superior rectus forceps	84
RENTSCH, Lens manipulator	34
ROLLET	
Bone cicel	43
Hook for lacrimal sack	20
ROSEN	
Irrigation handle	40
Nucleus splitter	31
RUEDEMANN, Dilators	59
S	
SATO, Corneal knife	38
Sato knives	38
SATTLER, Advancement forceps	86
SAUPE, Cilia forceps	92
SAUTTER, Cannulas	115
Scalpel handles	114
Scleral depressor	44
SCHEPENS	
Orbital retractor	17
Skleral Depressor	44
SCHIOETZ, Tonometer	112
SCHOCKET, Scleral depressor	44
SCHOTT, Retractors	12
SCHWEIZER MODELL	
Cilia forceps	91
Corneal trephines	64
Foreign body needle	50
SHAAF, Foreign body forceps	92
SHEETS, Cannulas	117
SHEPARD	
Cannulas	117
Soft IOL inserting forceps	80
SINSKEY, Lens hook	24, 27
Silicone-mats	124

Page

SNELLEN	
Entropium forceps	89
Lens loop	56
SPALECK, Soft IOL inserting forceps	78
Spatulas	45 f
SPEEMANN	
Jeweler type foreign body forceps	92
SPENCER, Stitch scissors	157
Spoons	53
ST. MARTIN, Suture forceps	95
STEINMETZ, Spatula	25
STEVENS	
Cannulas	117
Tenotomy scissors	148 f
Lens hook	22
STEVENSON, Lacrimal sac retractor	16
Stitch scissors	157
Strabismus forceps	85
Strabismus scissors	150 f
Suture forceps	93 ff

T

TEARSE, Meibomian expressor forceps	89
TENNANT	
Lid retractors	18
Tying forceps	69, 95
Tenotomy scissors	147 ff
THORLAKSON, Eye specula	3
THORNTON	
Marking instrument	66
Fixation ring	67
Tissue forceps	68
Tonometers	112
TOOKE, Corneal knife	36
Trays	123
Trephines	64
TROUTMAN	
Cannulas	116
Corneal scissors	139
Lens loop	56
Lens spatula	46
Micro-Iris spatula	48
Needleholders	108
Razor Blade holder	113
Superior rectus forceps	84
TYRELL, Iris hooks	19

U

URIBE-STERN, Capsule scissors	135
UTRATA, Capsulorhexis-forceps	75 ff

V

VANNAS	
Capsule scissors	135
Scissors	131 ff
Vannas-type scissors	133 f
Vannas-type scissors	133 f
Vitreoretinal scissors	159 ff
Vitreoretinal forceps	159 ff

W

WATZKE, Sleeve spreading forceps	88
WEBER, Lens loop	55
WECKER	
Iris scissors	130
Iris spatula	47
WEISS, Retractors	4, 6
WELLS, Enucleation spoon	55
WEST	
Bone cicell	43
Bone gouge	43

Page

WESTCOTT, Tenotomy scissors	147 f
WESTCOTT (Mc PHERSON)	
Spring handle scissors for Micro-Surgery	139
WHEELER	
Dicission needle	41
Double ended spatula	52
WILDER (NETTLESHIP)	
Lacrimal dilator	59
WILLIAMS, Retractors	14
WILMER, Eye scissors	155
WORST, Pigtail probe	58
WORTH, Advancement forceps	87

Z

ZIEGLER, Iris knife	42
ZUERCHER MODELL, Suture forceps	97

We reserve the right to change the prices and technical details, for printing mistakes or for other incidental mistakes we take no responsibility.

Wir behalten uns das Recht vor, die Preise und die technischen Angaben zu modifizieren. Für die Druckfehler und sonstigen Irrtümer wird keine Verantwortung übernommen.



CARL TEUFEL



**Registered trademarks
Eingetragene Warenzeichen**

Copyright 2020 by
CARL TEUFEL GMBH & CO. KG
All rights reserved.

Urheberrecht. Nachdruck und
Missbrauch verboten.
Unverkäufliches Eigentum der
Fa. CARL TEUFEL GMBH & CO. KG
Printed in Germany

CARL TEUFEL

CARL TEUFEL GMBH & CO. KG

Tuttlinger Strasse 30 • 78576 Liptingen / Germany

Phone +49 7465 1022 • Fax +49 7465 1024

office@carl-teufel.de • www.carl-teufel.de